



## GEHGESTELL BRIO

**UGS:** 20034

**140.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Gesamtbreite: 60 cm
- Breite zwischen den Griffen: 43 cm
- Tiefe: 43 cm
- Tiefe gefaltet: 11 cm
- Max. Benutzergewicht: 135 kg

**Zur Miete verfügbar: 25.- CHF/Monat**

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Gehrahmen](#)

## GEHGESTELL BRIO – LEICHT, FALTBAR UND FÜR KLEINE RÄUME KONZIPIERT

Das **Gehgestell Brio** ist eine praktische und diskrete Mobilitätslösung, ideal für den Einsatz in beengten Umgebungen. Dank seines **kompakten und schlanken Designs** eignet es sich perfekt für die Verwendung **über der Toilette** oder in engen Korridoren.

Hergestellt aus **eloxiertem Aluminium** mit 28 mm Durchmesser, ist es sowohl robust als auch **extrem leicht**. Zudem ist es **einhandig faltbar**, was den Transport und die Lagerung unterwegs erleichtert.

Die **weichen Schaumstoffgriffe** sorgen für hervorragenden Bedienkomfort, auch bei längerem Gebrauch. Ausserdem kann optional eine **Tasche hinzugefügt werden**, um den Transport kleinerer Gegenstände im Alltag zu erleichtern.

### □ Eigenschaften des Gehgestells Brio:

- Struktur aus eloxiertem Aluminium Ø 28 mm
- Sehr leicht und einfach zu falten
- Für kleine Räume geeignetes Design
- Komfortable Griffe aus weichem Schaumstoff
- Kompatibel mit Aufbewahrungstasche (optional)
- Perfekt für den Einsatz zu Hause oder unterwegs

### Eine diskrete, effiziente und mobile Gehhilfe

Das **Gehgestell Brio** bietet eine ideale Kombination aus Leichtigkeit, Stabilität und Kompaktheit. **Bestellen Sie es jetzt – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**