



## GEHRAHMEN 2-IN-1 LYNA II

UGS: 20033

109.00 CHF – 184.00 CHF Preisspanne:

109.00 CHF bis 184.00 CHF TVA incluse

### SPEZIFIKATIONEN

- Starrer oder beweglicher Gehrahmen
- Gesamtbreite: 56 cm
- Höhenverstellbare Griffe: 78 - 95,5 cm
- Tiefe: 47 cm
- Tiefe zusammengeklappt: 12 cm
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Miete verfügbar: 25.- CHF/Monat

Categories: [2. Mobilität](#), [Gehrahmen](#)

## GEHRAHMEN 2-IN-1 LYNA II – STARR ODER BEWEGLICH UND FÜR KLEINE RÄUME KONZIPIERT

Der **Gehrahmen Lyna 2** ist eine ideale Lösung für Personen, die einen diskreten, leichten und funktionalen Gehrahmen suchen. Dank seines **kompakten und schlanken Designs** kann er in engen Umgebungen eingesetzt werden, insbesondere **über der Toilette** oder in kleinen Korridoren.

Mit seinen 2 Stiften ermöglicht er 2 Geharten: Gehen mit einem starren oder beweglichen Rahmen.

Dieses Modell ist aus **eloxiertem Aluminium** mit 28 mm Durchmesser gefertigt, was es **sehr leicht** macht und gleichzeitig eine gute Stabilität gewährleistet. Zudem ist es **mit einem Handgriff faltbar**, was den Transport und die Lagerung unterwegs erleichtert.

Die **Griffe sind aus weichem Schaumstoff** und sorgen für einen bequemen Halt, auch bei längerem Gebrauch. Optional kann eine **Tasche** hinzugefügt werden, um persönliche Gegenstände sicher zu verstauen.

### □ Eigenschaften des Gehrahmens Lyna II:

- Struktur aus eloxiertem Aluminium Ø 28 mm
- Faltpbares und ultraleichtes Modell
- Geeignet für beengte Räume, einschliesslich Toiletten
- Weiche Schaumstoffgriffe für mehr Komfort
- Optionale Aufbewahrungstasche erhältlich
- Ideal für den Einsatz zu Hause oder unterwegs

## Ein Gehrahmen für die tägliche Autonomie

Der **Gehrahmen Lyna 2** bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leichtigkeit, Diskretion und Effizienz. **Bestellen Sie jetzt – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**

SKU	Preis	Description	Patins	Roues
20033	134.00 CHF TVA incluse		Mit Gleitern	Ohne Räder
20033	174.00 CHF TVA incluse		Mit Gleitern	Mit einfachen Rädern
20033	184.00 CHF TVA incluse		Mit Gleitern	Mit Rädern + Druckbremsen
20033	109.00 CHF TVA incluse		Ohne Gleiter	Ohne Räder
20033	149.00 CHF TVA incluse		Ohne Gleiter	Mit einfachen Rädern
20033	159.00 CHF TVA incluse		Ohne Gleiter	Mit Rädern + Druckbremsen