



GELTOP KISSEN

UGS: 30041

240.00 CHF – 260.00 CHF Preisspanne:

240.00 CHF bis 260.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: 5,5 cm
- Kissentiefe: 40 oder 43 cm
- Kissenbreite: 40 oder 45 cm
- Max. Benutzergewicht Benutzer: 95 kg
- Lieferung mit Bezug

Categories: [3. Ruhe](#), [Kissen](#)

GELTOP KISSEN – GEL UND SCHAUMSTOFF ZUR DEKUBITUSPROPHYLAXE

Das **GelTop Kissen** kombiniert eine weiche Gelschicht und einen stützenden Schaumstoff, um Druckpunkte zu reduzieren. Es wurde für Patienten mit geringem bis mittlerem Dekubitusrisiko entwickelt und verbessert den Komfort bei längerem Sitzen.

□ Hauptmerkmale:

- **GelTop Gelschicht:** Bietet sofortige Entlastung durch Lastverteilung.
- **Stützender Schaumstoff:** Gewährleistet Stabilität und dauerhaften Halt.
- **Reduzierung von Druckpunkten:** Hilft, Dekubitus bei Patienten mit geringem bis mittlerem Risiko vorzubeugen.
- **Abnehmbarer Bezug:** Leicht zu reinigen und kompatibel mit Krankenhausdesinfektionsmitteln.
- **Tragegriff:** Ermöglicht einfaches Bewegen und Positionieren des Kissens.

Ideal für den Einsatz zu Hause oder in Gesundheitseinrichtungen bietet das **GelTop Kissen** ergonomische und präventive Unterstützung.

Bestellen Sie Ihr GelTop Kissen jetzt für mehr Komfort und Schutz!

SKU	Preis	Description	Assise
30041	240.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	40x40x5,5 cm
30042	260.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	43x45x5,5 cm