



GEPOLSTERTER KLAPPBARER DUSCHSITZ MIT ARMLEHNEN

UGS: 10135
250.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzbreite: 46 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Sitztiefe: 38 cm
- Platzbedarf ab Wand: Offen 50 cm.
Geschlossen: 17,5 cm
- Produktgewicht: 5,8 kg
- Höhe: 89 bis 120 cm
- Gesamtbreite: 61 cm
- Maximales Benutzergewicht: 160 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschsitz zur Wandmontage](#)

GEPOLSTERTER KLAPPBARER DUSCHSITZ MIT ARMLEHNEN – KOMFORT UND SICHERHEIT IM ALLTAG

Der **gepolsterte klappbare Duschsitz mit Armlehnen** ist ideal, um die Körperpflege komfortabler und sicherer zu gestalten, sei es zu Hause oder in Gemeinschaftseinrichtungen. Er wurde für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder nachlassender Autonomie entwickelt und ermöglicht es, während des Duschens mühelos und ohne Sturzrisiko zu sitzen.

Sicher an der Wand befestigt, bietet dieser Sitz eine sehr bequeme, gepolsterte Sitzfläche. **Die Armlehnen lassen sich leicht hochklappen**, um den seitlichen Transfer oder das Passieren mit dem Rollstuhl zu erleichtern. **Die Füsse sind höhenverstellbar**, was eine perfekte Anpassung an die Körpergrösse des Benutzers ermöglicht.

Seine robuste **Aluminiumstruktur** garantiert Leichtigkeit und Langlebigkeit. Bei Nichtgebrauch kann der Sitz platzsparend an die Wand geklappt werden. **Achtung:** Er darf ausschliesslich an einer Massivwand und von einem qualifizierten Techniker installiert werden, um eine optimale Befestigung zu gewährleisten.

□ Vorteile des gepolsterten Wand-Duschsitzes mit Armlehnen:

- Bequeme Sitzfläche mit weicher Polsterung
- Hochklappbare Armlehnen für leichtere Transfers
- Höhenverstellbare Füsse für mehr Stabilität
- Leichte und widerstandsfähige Aluminiumstruktur

- Klappbarer Sitz für Platzersparnis in der Dusche

Sicherheit und Komfort beim Duschen

Der **gepolsterte klappbare Duschsitz mit Armlehnen** ermöglicht es Ihnen, eine entspannende Dusche zu geniessen und dabei unbequeme Positionen zu vermeiden. Er fördert die Autonomie und bewahrt gleichzeitig die Sicherheit im Badezimmer.

Bestellen Sie Ihren gepolsterten Duschsitz – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

