



GESICHERTER WC-RAHMEN

UGS: 10059H

119.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Breite zwischen Armlehnen: 61–65 cm
- Gesamthöhe: 65–79 cm
- Gesamttiefe: 47,5 cm
- Farbe: Weiss und blau
- Gewicht: 4,9 kg
- Materialien: Stahl + Epoxidbeschichtung und Polypropylen
- Max. Benutzergewicht: 138 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [WC-Rahmen](#)

Ausgestattet mit 4 rutschfesten Füßen lässt sich dieser abnehmbare Sicherheitsrahmen einfach in Höhe und Breite verstellen, um sich an alle WCs anzupassen. Er wird ohne Werkzeug installiert und bietet eine stabile Stütze, wodurch Wandeingriffe zur Befestigung von Haltegriffen vermieden werden.