



GLEITER FÜR GEHGESTELL (PAAR)

UGS: 20030

25.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Für Montage an Rohr Ø 25 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- Verpackungseinheit: 1 Paar

Categories: [2. Mobilität](#), [Zubehör für Gehrahmen](#)

GLEITER FÜR GEHGESTELL (PAAR) – FLÜSSIGES GLEITEN UND BESSERE MOBILITÄT

Die **Gleiter für Gehgestell (Paar)** sind dafür konzipiert, die Gummipuffer an der Rückseite Ihres Rollators zu ersetzen. Dank ihrer Skiform ermöglichen sie ein **flüssigeres Gleiten** auf ebenen Flächen, was das Vorankommen erleichtert – insbesondere für Nutzerinnen und Nutzer mit geringerer Armkraft.

Aus **widerstandsfähigem Kunststoff** gefertigt, bieten diese Gleiter eine ausgezeichnete Langlebigkeit und reduzieren den Kraftaufwand, um das Gestell vorwärtszubewegen. Zudem verringert ihre profilierte Form das Risiko, an Teppichen oder Türschwellen hängen zu bleiben.

Sie lassen sich bei den meisten **Standard-Gehgestellen** einfach anstelle der hinteren Gummifüsse montieren. So profitieren Sie schnell von mehr Bewegungskomfort – ganz ohne kompliziertes Werkzeug.

□ Eigenschaften der Gleiter für Gehgestell:

- Skiform für natürliches Gleiten auf glatten Böden
- Schnelle Montage als Ersatz der hinteren Puffer
- Aus robustem, langlebigem Kunststoff gefertigt
- Reduziert den Kraftaufwand beim Gehen
- Paarweise verkauft
- Kompatibel mit den meisten Gehgestellen

Ein unauffälliges, aber unverzichtbares Zubehör

Die **Gleiter für Gehgestell (Paar)** sorgen für Komfort und flüssigere Bewegungen im Alltag.
Bestellen Sie jetzt – schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!