



## HALTEGRIFF AUS KUNSTSTOFF, GERIFFELT

**UGS:** 10025

**40.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: 5 cm
- Länge: Je nach Modell
- Ø Rohr: 3,8 cm
- Ø Scheiben: 9,1 cm

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Haltegriff](#)

## HALTEGRIFF AUS KUNSTSTOFF, GERIFFELT – LEICHTIGKEIT, SICHERHEIT UND EIN GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Der **geriffelte Kunststoff-Haltegriff** ist eine funktionale und zugleich wirtschaftliche Lösung zur Erhöhung der Sicherheit in Ihrer Wohnung. Gefertigt aus **PVC mit Endstücken aus ABS**, sorgt er dank seiner geriffelten Oberfläche auch in feuchter Umgebung für einen sicheren Halt.

Dieser **Wandhaltegriff** ist mit kreisförmigen Befestigungsplatten und einer **Abdeckscheibe aus Kunststoff** ausgestattet, um die Schrauben zu verbergen, was ein sauberes und ästhetisches Finish garantiert. Er ist leicht sowie einfach zu montieren und eignet sich ideal für die Installation in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder Toilette.

### Technische Daten

- Materialien: PVC-Rohr + ABS-Endstücke
- Geriffelte Oberfläche für besseren Halt
- Befestigung durch kreisförmige Platten mit dezenten Abdeckungen
- Einfache Wandmontage mit verdeckten Schrauben
- Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Verschleiss

### Verfügbare Abmessungen

- Variable Längen je nach angezeigten Modellen
- Verfügbare Höhen: 3,8 cm oder 7,5 cm

### Empfohlene Verwendung

Der **Haltegriff** ist die ideale Wahl für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Senioren oder alle, die ihre Bewegungen im Badezimmer sicherer machen möchten, ohne Kompromisse bei Preis oder Qualität einzugehen.

**Bestellen Sie Ihren geriffelten Kunststoff-Haltegriff – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

SKU	Preis	Description	Longueur
10025	40.00 CHF TVA incluse	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	30cm
10026	40.00 CHF TVA incluse	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	45cm
10027	40.00 CHF TVA incluse	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	60cm

