



## HALTEGRIFF AUS WEISS KUNSTSTOFFBESCHICHTETE M STAHL

**UGS:** 10022

**40.00 CHF – 45.00 CHF** Preisspanne:  
**40.00 CHF bis 45.00 CHF** TVA incluse

### SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: Je nach Modell
- Länge: Je nach Modell
- Ø Rohr: 2,5 cm
- Max. Benutzergewicht 100 kg

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Haltegriff](#)

## HALTEGRIFF AUS WEISS KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM STAHL – SICHERHEIT UND DISKRETES DESIGN FÜR DAS BADEZIMMER

Der **Haltegriff aus weiß kunststoffbeschichtetem Stahl** ist konzipiert, um eine praktische und ästhetische Hilfe in sturzgefährdeten Bereichen wie Dusche, Badewanne oder Toilette zu bieten. Seine glatte weiße Epoxidharz-Oberfläche fügt sich harmonisch in jedes Interieur ein.

Hergestellt aus **robustem Stahl mit weißer Epoxidharz-Beschichtung**, ist dieser Haltegriff sowohl feuchtigkeitsbeständig als auch pflegeleicht. Er wird mit **2 Gummidichtungen** und **Edelstahlschrauben** für eine sichere Wandmontage geliefert.

### □ Technische Merkmale:

- Material: Weiß epoxidharzbeschichteter Stahl, glatte Oberfläche
- Wandmontage mit mitgelieferten Dichtungen und Schrauben
- Geeignet für Feuchträume: Badezimmer, WC, Dusche
- Leicht zu reinigende und angenehme Oberfläche

### □ Verfügbare Abmessungen:

- Längen nach Wahl: gemäß den angezeigten Varianten
- Höhen: 3,8 cm oder 7,5 cm

Der **kunststoffbeschichtete Haltegriff** ist ideal, um die Sicherheit in Sanitärbereichen zu erhöhen und gleichzeitig eine neutrale und moderne Ästhetik zu bewahren. Er eignet sich sowohl für Privathaushalte als auch für medizinische Umgebungen.

**Bestellen Sie Ihren Haltegriff aus weiß kunststoffbeschichtetem Stahl – Schnelle Lieferung in die Schweiz!**

SKU	Preis	Description	Longueur	Hauteur
10022	40.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	30cm	3.8cm
10023	40.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	40cm	3.8cm
10024	40.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	60cm	3.8cm
10086	40.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	60cm	8.9cm
10103	40.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	45cm	3.8cm
10174	45.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	80cm	3.8cm