



HÖHENVERSTELLBARER DUSCHHOCKER JILL

UGS: 10034

129.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzmasse: 49x29 cm
- Höhenverstellung: 35–53 cm
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Farbe: Weiss

Zur Miete verfügbar: CHF 25.-/Monat

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschhocker](#)

HÖHENVERSTELLBARER DUSCHHOCKER JILL – KOMFORT, STABILITÄT UND HYGIENE

Der **höhenverstellbare Duschhocker JILL** bietet eine praktische und sichere Lösung für Personen, die sich beim Duschen hinsetzen möchten. Er ist für Ihre Körpergrösse und Ihr Badezimmer konzipiert, lässt sich einfach in der Höhe verstellen und gewährleistet eine ausgezeichnete Stabilität.

Seine **leichte Aluminiumkonstruktion** und die **breite perforierte Kunststoff Sitzfläche** ermöglichen einen guten Wasserablauf. So bleibt die Sitzfläche trocken und hygienisch. Zudem sind die Füsse mit rutschfesten Kappen für besseren Halt auf nassem Boden ausgestattet.

□ Die Vorteile des Hockers JILL:

- Höhenverstellbar für angepassten Komfort
- Stabile, rutschfeste und leicht zu reinigende Sitzfläche
- Breite Füsse mit Gummikappen
- Leichte, robuste und korrosionsfreie Konstruktion
- Schnelle Montage ohne Werkzeug

Ideal für alle Nutzer

Der **Duschhocker JILL** eignet sich für ältere Menschen, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Rehabilitation. Er bietet Komfort und Selbstständigkeit im Alltag und lässt sich problemlos in Standardduschen integrieren.

Bestellen Sie Ihren Duschhocker JILL – Schnelle Lieferung in der Schweiz!