



## HÖHENVERSTELLBARER TOILETTENSTUHL

**UGS:** 10144

**209.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Gesamthöhe: 81 / 96 cm
- Gesamtbreite: 62 cm
- Sitztiefe: 44 cm
- Gesamttiefe: 51 cm
- Sitzhöhe: 47 / 62 cm
- Materialien: Epoxidstahl, wasserdichtes PVC
- Farbe: Grau
- Gewicht: 6,3 kg
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Toilettenstuhl](#)

## TOILETTENSTUHL OPEN + SITZPOLSTER – KOMFORT, STABILITÄT UND BARRIEREFREIHEIT

Der **höhenverstellbare Toilettenstuhl** wurde entwickelt, um Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Genesungsphase eine praktische und sichere Lösung zu bieten. Er erleichtert den Toilettengang und gewährleistet dank seiner stabilen und angepassten Sitzfläche optimalen Komfort.

Sein Hauptvorteil liegt in der **verstellbaren Höhe**, wodurch der Stuhl an jeden Benutzer und die Raumkonfiguration angepasst werden kann. **Der 5-Liter-Eimer** ist diskret, leicht zugänglich und lässt sich je nach Bedarf seitlich oder von oben entnehmen.

Seine hochwertige, **ergonomische Sitzfläche** verfügt über einen **Hygieneausschnitt von 21 x 25,5 cm**, der hohen Komfort sowie gute Hygiene bietet. Die robuste Bauweise garantiert optimale Stabilität im täglichen Gebrauch.

### □ **Eigenschaften des höhenverstellbaren Toilettenstuhls:**

- Höhenverstellbar zur Anpassung an den Benutzer
- 5-l-Eimer, seitlich oder von oben entnehmbar
- Komfortable Sitzfläche mit Ausschnitt 21 x 25,5 cm
- Stabiler Stuhl und leicht zu reinigen
- Geeignet für den häuslichen Gebrauch oder in Institutionen

## **Autonomie und Komfort im Alltag**

Der **höhenverstellbare Toilettenstuhl** ist eine effiziente Lösung, um die Unabhängigkeit diskret zu bewahren. Er passt sich Ihren Bedürfnissen an und fügt sich leicht in Ihren Alltag ein.

**Bestellen Sie Ihren Toilettenstuhl – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**