



HOLZSTOCK, T-GRIFF, 97,5 CM

UGS: 20047

~~38.00 CHF~~ Ursprünglicher Preis war:

~~38.00 CHF~~ 25.00 CHF Aktueller Preis ist:

25.00 CHF. TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 97,5 cm
- Durchmesser Füsse: 2,2 cm
- Gewicht: 0,300 kg
- Max. Benutzergewicht 100 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Gehstock](#)

HOLZSTOCK MIT T-GRIFF 97,5 CM – TRADITIONELLER KOMFORT UND NATÜRLICHER STIL

Der **Holzstock mit T-Griff 97,5 cm** ist eine schlichte, elegante und effektive Gehhilfe. Er ist ideal für Personen, die eine stabile Unterstützung suchen, ohne auf den Charme eines Naturmaterials wie Holz verzichten zu wollen.

Hergestellt aus **Kastanienholz**, zeichnet sich dieser Stock durch seine Robustheit und Leichtigkeit aus. Sein **gerader T-Griff** sorgt für einen guten Halt und eine komfortable Stütze, sei es für den gelegentlichen oder täglichen Gebrauch.

Seine **Polyurethanlackierung** schützt ihn vor Feuchtigkeit und Stößen, während sie die natürliche Holzfarbe hervorhebt. Mit seiner festen Höhe von 97,5 cm eignet er sich für durchschnittlich grosse Benutzer, die einen einfachen und zuverlässigen Stock suchen.

□ Eigenschaften des Holzstocks 97,5 cm:

- Feste Höhe: 97,5 cm
- T-Griff für einen geraden und festen Halt
- Robustes und natürliches Kastanienholz
- Widerstandsfähige Lackierung
- Schlichtes und traditionelles Design

Eine diskrete und natürliche Stütze

Der **Holzstock mit T-Griff 97,5 cm** vereint Ästhetik und Funktionalität, um Sie zuverlässig zu begleiten. **Bestellen Sie jetzt – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**