



## HYSEA-TRITTHOCKER

**UGS:** 10088

**79.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen: 45 × 35 cm
- Höhe: 19 cm
- Gewicht: 2,1 kg

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Trittstufe](#)

## HYSEA-TRITTHOCKER – STABIL, KOMFORTABEL UND PFLEGELEICHT

Der **Hysea-Tritthocker** wurde entwickelt, um Personen, die im Badezimmer oder in jedem anderen Raum des Hauses zusätzliche Unterstützung benötigen, einen sicheren Zugang zu bieten. Sie vereint Robustheit, Stabilität und täglichen Bedienkomfort.

Ihre **Stahlkonstruktion mit Epoxidbeschichtung** gewährleistet eine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Zudem bildet die **geformte Verbundschale** eine stabile und leicht strukturierte Oberfläche für mehr Komfort unter den Füßen. Diese Materialkombination garantiert Langlebigkeit und Leichtigkeit.

Dank seines kompakten Designs lässt sich der **Hysea-Tritthocker** problemlos in beengte Räume integrieren. Sie eignet sich perfekt, um den Zugang zur Badewanne, zum Bett oder zu jeder erhöhten Fläche zu erleichtern. Die **Pflege ist sehr einfach**: Ein feuchtes Tuch genügt, um sie sauber zu halten.

### □ Vorteile der Trittstufe:

- Stahlfüße mit Epoxidlackierung für bessere Beständigkeit
- Komfortable und rutschfeste Verbundoberfläche
- Kompaktes, stabiles Design, geeignet für kleine Räume
- Geeignet für den häuslichen oder professionellen Gebrauch
- Schnelle und mühelose Reinigung

### Eine zusätzliche Stufe in aller Sicherheit

Der **Tritthocker** richtet sich an Nutzer, die eine einfache, stabile und pflegeleichte Hilfe suchen. Sie trägt dazu bei, Ihre Umgebung sicher und zugänglich zu machen.

**Bestellen Sie Ihren Hysea-Tritthocker – schnelle Lieferung in der Schweiz!**