



## INNENRAUM-ROLLATOR 4-RAD NÉO

**UGS:** 20101

**259.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Höhe Boden-Griffe: 83,5-94,5 cm
- Gesamtbreite: 54 cm
- Masse Tablett: 29x39 cm
- Max. Gewicht auf Tablett: 5 kg
- Max. Gewicht in Tasche: 5 kg
- Raddurchmesser: 17,75 cm
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzergewicht: 100 kg

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## INNENRAUM-ROLLATOR 4-RAD NÉO – ELEGANT UND FUNKTIONAL FÜR ZU HAUSE

Der **Innenraum-Rollator 4-Rad Néo** ist für eine komfortable und sichere Nutzung in allen Innenbereichen konzipiert. Leicht und wendig passt er sich dank seines schlanken Designs und seiner zahlreichen praktischen Funktionen perfekt den alltäglichen Bedürfnissen an.

Dieser Rollator ist mit einer **Aufbewahrungstasche mit doppelter Reißverschlussstasche** ausgestattet, ideal für den diskreten Transport Ihrer persönlichen Gegenstände. Er verfügt ausserdem über ein abnehmbares Tablett, auf dem Sie unterwegs zu Hause eine Tasse oder ein Buch abstellen können. Das **Einhandbremssystem** ermöglicht eine optimale Kontrolle, während die Parkfunktion einen sicheren Stand gewährleistet.

Der Griff ist **höhenverstellbar**, um sich Ihrer Körpergrösse anzupassen, und ein einfacher Knopf unter dem Tablett ermöglicht ein schnelles Zusammenklappen zur einfachen Aufbewahrung.

### □ Hauptmerkmale:

- Innenraum-Rollator 4-Rad – Modell Néo
- Einhandbremse mit integrierter Parkfunktion
- Tasche mit doppelter Reißverschlussstasche + praktisches Tablett
- Höhenverstellbarer Griff
- Schnelles Zusammenklappen dank eines Knopfes unter dem Tablett
- Elegantes Design, passend für moderne Innenräume

### Der ideale Rollator für Ihre Mobilität zu Hause

Wählen Sie den **Innenraum-Rollator 4-Rad Jaguar**, um Eleganz, Sicherheit und Komfort zu vereinen. **Bestellen Sie jetzt – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**

