



ISA STANDARD AUFSTEH- UND TRANSFERHILFE, MANUELLES FAHRGESTELL

UGS: 90002

3'099.00 CHF – 3'394.00 CHF Preisspanne:
3'099.00 CHF bis 3'394.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Gesamtlänge: 108 cm
- Gesamtbreite geschlossen: 63,5 cm
- Innenbreite Fahrgestell offen: 96 cm
- Innenbreite Fahrgestell geschlossen: 49,5 cm
- Raddurchmesser: 10 cm
- Akkulaufzeit: 82 Zyklen
- Min. Wendekreis: 1,26 m
- Rahmenhöhe: 11 cm
- Höhe Boden/Unterrahmen: 3,5 cm
- Empfohlene Patientengröße: 140–190 cm
- Max. Gewicht: 160 kg
- Gewicht: 48 kg

Categories: [6. Diverses](#), [Patientenlifter](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Der ISA Aufsteh- und Transferhilfe ist ein kompakter, dynamischer Personenlifter, der die meisten Patienten schnell von einer sitzenden Position in eine andere (Bett/Stuhl/Toilette/etc.) umsetzen kann.

Die Kniepolsterplatte ist einhändig höhenverstellbar mit 6 Positionen zur Anpassung an die Patientengröße.

Er ermöglicht zwei Arten von Transfers:

- Stehtransfer für Patienten mit gutem Muskeltonus
- Sitztransfer für Patienten mit geringem Muskeltonus

Not-Aus-Taste, visuelle und akustische Ladeanzeige der Batterie, rutschfestes Fußbrett, ergonomische Griffe, ausziehbarer Hebearm.

Abnehmbare und abgerundete Fußplatte für eine möglichst nahe Positionierung an der Toilette.

SKU	Preis	Description	Repose pied	Sup. mollet	Protect° pied
90002	3'394.00 CHF TVA incluse		Mit Fußstütze	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'359.00 CHF TVA incluse		Mit Fußstütze	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'295.00 CHF TVA incluse		Mit Fußstütze	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'260.00 CHF TVA incluse		Mit Fußstütze	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'233.00 CHF TVA incluse		Ohne Fußstütze	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'198.00 CHF TVA incluse		Ohne Fußstütze	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'134.00 CHF TVA incluse		Ohne Fußstütze	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'099.00 CHF TVA incluse		Ohne Fußstütze	Any Sup. mollet	Any Protect° pied

