



## KLAPPBARER DUSCHSITZ MIT FÜSSEN GRACE

**UGS:** 10036

**165.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Sitzflächenmaße: 49 x 28 cm
- Abstand von der Wand: 38 cm
- Abstand im eingeklappten Zustand von der Wand: 14,5 cm
- Höhenverstellung: 40–54 cm
- Gewicht: 4,6 kg
- Max. Gewicht Benutzer: 160 kg
- Farbe: Weiß

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschsitz zur Wandmontage](#)

## KLAPPBARER DUSCHSITZ MIT FÜSSEN GRACE – SICHERHEIT UND PLATZERSPARNIS IM BADEZIMMER

Der **klappbare Duschsitz mit Füßen GRACE** wurde entwickelt, um eine stabile, komfortable und platzsparende Unterstützung zu bieten. An der Wand befestigt, lässt er sich nach der Nutzung einfach hochklappen und schafft so Platz in Ihrer Dusche.

Dieses Modell kombiniert eine **ergonomische, perforierte Sitzfläche** und **erhöhte Kanten mit integrierten Griffen**, wodurch Transfers und das Halten der Position erleichtert werden. Seine **höhenverstellbaren Aluminiumfüße** passen sich Ihrer Höhe an und sorgen für einen sicheren Stand. Die rutschfesten Gummifüße erhöhen die Stabilität, auch auf nassem Boden.

### □ Vorteile des GRACE-Sitzes:

- Stabile Wandbefestigung mit klappbarem Sitz
- Höhenverstellbare Füße (leichtes und robustes Aluminium)
- Rutschfeste Gummifüße
- Perforierte Sitzfläche mit integrierten seitlichen Griffen
- Ideal für schmale oder Gemeinschaftsduschen

### Diskreter und effizienter Komfort

Der **klappbare Duschsitz mit Füßen** eignet sich für ältere Menschen, Personen in der Rekonvaleszenz oder mit eingeschränkter Mobilität. Er verbessert den Komfort im Alltag und gewährleistet gleichzeitig eine optimale Hygiene.

**Bestellen Sie Ihren klappbaren Duschsitz mit Füßen GRACE – schnelle Lieferung in der**

## Schweiz!

