



## KLAPPBARER DUSCHSITZ MIT HYGIENEAUSSCHNITT, STANDARD & BARIATRISCH

**UGS:** 10179

**499.00 CHF – 599.00 CHF** Preisspanne:  
499.00 CHF bis 599.00 CHF TVA incluse

### SPEZIFIKATIONEN

- Tiefe eingeklappt: 15,7 cm
- Gesamttiefe: 58,5 cm
- Maximal zulässiges Gewicht: 253 kg

#### Standard

- Sitztiefe: 45 cm
- Sitzhöhe: 39 cm bis 64 cm
- Sitzbreite: 46 cm

#### Breit

- Sitztiefe: 45 cm
- Sitzhöhe: 39 cm bis 64 cm
- Sitzbreite: 58 cm

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschsitz zur Wandmontage](#)

**Das bariatrische Modell ist nur auf Bestellung erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 2 bis 3 Wochen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.**

## KLAPPBARER DUSCHSITZ MIT HYGIENEAUSSCHNITT HONOLULU STANDARD & BARIATRISCH

Der **klappbare Duschsitz mit Hygieneausschnitt Honolulu** verbessert Ihren Komfort beim Waschen und gewährleistet gleichzeitig Ihre Sicherheit. Er eignet sich perfekt für Personen mit eingeschränkter Mobilität, in Rekonvaleszenz oder mit Autonomieverlust.

Dieses Modell wird sicher an der Wand befestigt. Wenn Sie ihn nicht benutzen, können Sie ihn einfach an die Wand klappen. **Die Beine klappen automatisch ein**, was maximalen Platz in der Kabine schafft. **Folglich** eignet sich dieser Sitz sehr gut für eine von mehreren Personen genutzte Dusche.

Der **Hygieneausschnitt** in der Mitte der Sitzfläche erleichtert die Intimreinigung. **Zudem** können Sie die Höhe der Beine an Ihre Körpergröße anpassen. **Die Aluminiumstruktur** ist feuchtigkeitsbeständig und gewährleistet gleichzeitig eine ausgezeichnete Stabilität während des

Gebrauchs.

**Dank seines funktionalen Designs** ermöglicht der Sitz ein leichteres Hinsetzen und Aufstehen unter der Dusche. **Achten Sie jedoch darauf**, ihn nur an einer tragenden Wand zu installieren. Überlassen Sie die Installation immer einem qualifizierten Techniker, um optimale Sicherheit zu gewährleisten.

#### □ **Eigenschaften des klappbaren Duschsitzes mit Hygieneausschnitt:**

- Bequeme Sitzfläche mit Hygieneausschnitt für die Intimpflege
- Klappbar mit einklappbaren Beinen zur Platzersparnis
- Leichte und widerstandsfähige Aluminiumstruktur
- Höhenverstellbar nach Ihren Bedürfnissen
- Geeignet für Gemeinschaftsduschen und kleine Räume

#### **Ein praktischer Wandduschsitz für den Alltag**

Der **klappbare Duschsitz mit Hygieneausschnitt** sorgt für mehr Komfort, Sicherheit und Autonomie im Badezimmer. Sein schlankes und klappbares Design macht ihn diskret und gleichzeitig sehr funktional.

**Bestellen Sie Ihren noch heute – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**

SKU	Preis	Description	Largeur
10179L	599.00 CHF TVA incluse		Breit 58 cm
10179S	499.00 CHF TVA incluse		Standard 46 cm

