




KLAPPBARER DUSCHSITZ MIT HYGIENEAUSSCHNITT

UGS: 10148

129.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe verstellbar von 47 bis 54,6 cm
- Sitzfläche: 40,6 × 39,4 cm
- Tiefe ausgeklappt: 50 cm
- Gesamtbreite mit Rahmen: 47,5 cm
- Max. Benutzergewicht: 136 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschsitz zur Wandmontage](#)

KLAPPBARER DUSCHSITZ MIT AUSSPARUNG – KOMFORT, HYGIENE UND PLATZERSPARNIS

Der **klappbare Duschsitz mit Aussparung** verbessert Ihren Komfort bei der Körperpflege und sorgt gleichzeitig für Ihre Sicherheit. Er eignet sich ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität, in der Genesung oder bei nachlassender Selbstständigkeit.

Dieses Modell wird sicher an der Wand befestigt. Wenn Sie ihn nicht benutzen, können Sie ihn einfach an die Wand klappen. **Die Beine klappen automatisch ein**, was maximalen Platz in der Kabine schafft. **Folglich** eignet sich dieser Sitz sehr gut für eine von mehreren Personen genutzte Dusche.

Der **Hygieneausschnitt** in der Mitte der Sitzfläche erleichtert die Intimreinigung. **Zudem** können Sie die Höhe der Beine an Ihre Körpergröße anpassen. **Die Aluminiumstruktur** ist feuchtigkeitsbeständig und gewährleistet gleichzeitig eine ausgezeichnete Stabilität während des Gebrauchs.

Dank seines funktionalen Designs ermöglicht der Sitz ein leichteres Hinsetzen und Aufstehen unter der Dusche. **Achten Sie jedoch darauf**, ihn nur an einer tragenden Wand zu installieren. Überlassen Sie die Installation immer einem qualifizierten Techniker, um optimale Sicherheit zu gewährleisten.

□ Eigenschaften des klappbaren Duschsitzes mit Hygieneausschnitt:

- Bequeme Sitzfläche mit Hygieneausschnitt für die Intimpflege
- Klappbar mit einklappbaren Beinen zur Platzersparnis
- Leichte und widerstandsfähige Aluminiumstruktur
- Höhenverstellbar nach Ihren Bedürfnissen
- Geeignet für Gemeinschaftsduschen und kleine Räume

Ein praktischer Wanddushsitz für den Alltag

Der **klappbare Dushsitz mit Hygieneausschnitt** sorgt für mehr Komfort, Sicherheit und Autonomie im Badezimmer. Sein schlankes und klappbares Design macht ihn diskret und gleichzeitig sehr funktional.

Bestellen Sie Ihren noch heute – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!

