



## KLASSISCHE UNTERARMGEHSTÜTZE (EINZELN)

**UGS:** 20151

**25.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 73–96 cm
- Grifflänge: 24 cm
- Fußdurchmesser: 1,7 cm
- Gewicht: 0,515 kg
- Farbe: Schwarz
- Max. Benutzergewicht 100 kg

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Unterarmgehstütze](#)

## KLASSISCHE UNTERARMGEHSTÜTZE (EINZELN) – LEICHTIGKEIT UND KOMFORT FÜR IHRE MOBILITÄT

Die **klassische Unterarmgehstütze (einzeln)** ist ideal für alle, die eine leichte, robuste und einfach verstellbare Gehhilfe suchen. Sie wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Sicherheit zu bieten, ist höhenverstellbar und aus langlebigen Materialien für den täglichen Gebrauch gefertigt.

### □ Hauptmerkmale der klassischen Unterarmgehstütze:

- **Höhenverstellbar:** Ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehstütze an Ihre Körpergröße für optimalen Komfort.
- **Ergonomischer Griff aus Hartplastik:** Bietet einen komfortablen und sicheren Halt.
- **Füße aus grau eloxiertem Aluminium:** Leicht, langlebig und verschleißfest.
- **Langlebige Materialien:** Entwickelt, um intensiver Nutzung standzuhalten und dabei leicht und einfach zu transportieren zu bleiben.

Ob Sie eine Gehstütze für den täglichen Gebrauch oder für gelegentliche Wege suchen, die **klassische Unterarmgehstütze (einzeln)** vereint Einfachheit, Komfort und Sicherheit. Sie ist ideal, um Ihre Mobilität mit Vertrauen zu erhalten.

**Bestellen Sie noch heute Ihre klassische Unterarmgehstütze für sichere und praktische Mobilität!**