



## KLASSISCHE UNTERARMGEHSTÜTZEN (PAAR)

**UGS:** 20037

**46.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 73–96 cm
- Grifflänge: 24 cm
- Fußdurchmesser: 1,7 cm
- Gewicht: 0,515 kg
- Farbe: Schwarz
- Max. Benutzergewicht 100 kg

**Zur Miete verfügbar: 20.– CHF/Monat (nur in Schwarz)**

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Unterarmgehstütze](#)

## KLASSISCHE UNTERARMGEHSTÜTZEN (PAAR) – LEICHTIGKEIT UND UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG

Die **klassischen Unterarmgehstützen (Paar)** sind so konzipiert, dass sie beim Gehen stabilen und komfortablen Halt bieten. Dank der Höhenverstellbarkeit passen sie sich mühelos der Morphologie jedes Benutzers an, was sie zur idealen Wahl für den gelegentlichen oder dauerhaften Gebrauch macht.

Das **Rohr aus grau eloxiertem Aluminium** vereint Leichtigkeit mit Stabilität. Der Griff aus schwarzem Hartkunststoff bietet einen festen und sicheren Halt und bleibt dabei im Alltag angenehm in der Handhabung. Dank des schlichten und funktionalen Designs fügt sich diese Unterarmgehstütze natürlich in jede Umgebung ein, ob zu Hause oder unterwegs.

Paarweise verkauft, eignet sie sich hervorragend für Personen, die eine beidseitige Unterstützung oder eine schrittweise Gangrehabilitation benötigen. Zudem weist die Struktur selbst bei häufigem Gebrauch eine ausgezeichnete Langlebigkeit auf.

### □ **Eigenschaften der klassischen Unterarmgehstütze:**

- Paarweise verkauft
- Höhenverstellbar für eine individuelle Anpassung
- Rohr aus grau eloxiertem Aluminium: leicht und robust
- Ergonomischer Griff aus schwarzem Hartkunststoff
- Ideal für den täglichen Gebrauch oder die Rehabilitation

## Eine zuverlässige Stütze für Ihre Mobilität

Die **klassischen Unterarmgehstützen (Paar)** sorgen für Komfort, Stabilität und einfache Handhabung. **Bestellen Sie noch heute – schnelle Lieferung in der Schweiz!**

SKU	Preis	Description	Option
		<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	
20037	46.00 CHF TVA incluse	<b>Zur Miete verfügbar: 20.- CHF/Monat (nur in Schwarz)</b>	Farbe: Schwarz
20106	46.00 CHF TVA incluse	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	Farbe: Blau
20107	46.00 CHF TVA incluse	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	Farbe: Aubergine
20108	46.00 CHF TVA incluse	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	Farbe: Lila

