



## LEICHTER 4-RAD-ROLLATOR, HOCH

**UGS:** 20004

**265.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe ab Boden: 88–103,5 cm
- Gesamtbreite: 63 cm
- Sitzfläche (BxT): 35 x 30 cm
- Sitzhöhe: 65 cm
- Gewicht: 6,5 kg
- Raddurchmesser: 18 cm
- Farbe: Grau
- Max. Nutzergewicht: 135 kg

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## LEICHTER 4-RAD-ROLLATOR, HOCH – MEHR MOBILITÄT UND ERHÖHTER KOMFORT

Der **leichte 4-Rad-Rollator, hoch** wurde speziell für große Nutzer entwickelt. Dank seiner erhöhten Struktur bietet er optimalen Gehkomfort bei gleichzeitiger Wendigkeit und Leichtigkeit eines klassischen Modells.

Sein **Aluminiumrahmen** vereint Stabilität und Leichtigkeit. Dieser Rollator ist **mit einer bequemen Sitzfläche**, einer **gepolsterten Rückenlehne** und einer **Aufbewahrungstasche** unter dem Sitz ausgestattet. So kann der Nutzer Pausen einlegen und persönliche Gegenstände einfach transportieren.

Seine **ergonomischen Griffe** sind in 2,5-cm-Schritten höhenverstellbar, was eine perfekte Anpassung an die Körpergröße ermöglicht. Zudem sorgen die **schwenkbaren Vorderräder** für exzellente Wendigkeit, selbst auf engem Raum. Die Hinterräder sind mit **Feststellbremsen ausgestattet**, um Sicherheit im Stand zu garantieren.

### □ Eigenschaften des hohen Rollators:

- Hohes Modell, geeignet für große Personen
- Hochklappbarer Sitz mit gepolsterter Rückenlehne
- Aufbewahrungstasche unter dem Sitz
- Leichte und widerstandsfähige Aluminiumstruktur
- Verstellbare Griffe (in 2,5-cm-Schritten)
- Schwenkbare Vorderräder, Hinterradbremse
- Verfügbare Farbe: Grau

### Sichere Unterstützung für komfortableres Gehen

Der **leichte 4-Rad-Rollator, hoch** vereint Praktikabilität, Stabilität und Komfort für große Personen.

**Bestellen Sie noch heute – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**

