



## LEICHTER 4-RAD-ROLLATOR MINI GRAU

**UGS:** 20115

**265.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Höhe Boden-Griffe: 74–87 cm
- Gesamtbreite: 63 cm
- Sitzfläche (BxT): 35x30 cm
- Sitzhöhe: 51 cm
- Gewicht: 6,5 kg
- Raddurchmesser: 18 cm
- Farbe: Grau
- Max. Benutzergewicht: 135 kg

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## LEICHTER 4-RAD-ROLLATOR MINI GRAU – KOMPAKT, KOMFORTABEL UND SEHR WENDIG

Der **Leichte 4-Rad-Rollator mini GRAU** ist eine ideale Lösung für Personen, die einen sowohl kompakten als auch praktischen Rollator suchen. Er wurde entwickelt, um sich an kleinere Personen und beengte Räume anzupassen, und kombiniert Leichtigkeit, Stabilität und Bedienkomfort.

Dank seines **Aluminiumrahmens** ist dieser Rollator extrem wendig. Die **zwei schwenkbaren Vorderräder** erleichtern die Fortbewegung, während die **Feststellbremsen** für optimale Sicherheit sorgen. Er ist zudem mit einer **hochklappbaren Sitzfläche** und einer **gepolsterten Rückenlehne** ausgestattet, um jederzeit eine komfortable Ruhepause zu ermöglichen.

### □ Hauptmerkmale:

- Leichter 4-Rad-Rollator im Mini-Format für kleine Räume
- Aluminiumrahmen, leicht faltbar und transportierbar
- Sitzfläche mit Schaumstoffrückenlehne für optimalen Komfort
- Ergonomische, höhenverstellbare Griffe
- Einkaufstasche unter der Sitzfläche
- Hinterräder mit Druckbremsen ausgestattet
- Farbe: Grau

### Ein kompakter Begleiter für Ihre Autonomie

Der **Leichte 4-Rad-Rollator mini** begleitet Sie überallhin mit Leichtigkeit und bietet Ihnen gleichzeitig Sicherheit und Komfort. **Bestellen Sie ihn noch heute – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

