



LEICHTER 4-RAD-ROLLATOR

UGS: 20002

265.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 83–98 cm
- Gesamtbreite: 63 cm
- Sitz (BxT): 35 x 30 cm
- Sitzhöhe: 58 cm
- Gewicht: 6,5 kg
- Raddurchmesser: 18 cm
- Max. Benutzergewicht: 135 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

LEICHTER 4-RAD-ROLLATOR – MOBILITÄT, KOMFORT UND SICHERHEIT IM ALLTAG

Der **leichte 4-Rad-Rollator** ist die ideale Lösung zur Verbesserung der Mobilität bei gleichzeitiger Gewährleistung von Sicherheit und Komfort. Dank seiner Aluminiumstruktur ist er **leicht zu handhaben** und zu transportieren, was ihn perfekt für den Innen- und Außenbereich macht.

Dieses Modell ist **mit einer bequemen Sitzfläche** und einer mit Schaumstoff gepolsterten Rückenlehne ausgestattet, um sichere Pausen zu ermöglichen. Unter dem hochklappbaren Sitz befindet sich eine **diskrete Aufbewahrungstasche**, die praktisch für den Transport persönlicher Gegenstände ist.

Seine **zwei schwenkbaren Vorderräder** sorgen für exzellente Wendigkeit, selbst in engen Räumen. Die ergonomischen Griffe sind in 2,5-cm-Schritten **höhenverstellbar**, um sich perfekt an die Körpergröße des Benutzers anzupassen.

Die **Feststellbremsen** an den Hinterrädern garantieren volle Stabilität im Stand. Dieser Rollator lässt sich **schnell zusammenfallen**, was Transport und Lagerung erleichtert.

□ Eigenschaften des leichten 4-Rad-Rollators:

- Leichter und robuster Aluminiumrahmen
- Gepolsterte Sitzfläche mit Schaumstoff-Rückenlehne
- Aufbewahrungstasche unter dem Sitz
- Höhenverstellbare Griffe (2,5-cm-Schritte)
- Feststellbremsen an den Hinterrädern
- Zwei Farben zur Auswahl: Rot oder Blau (je nach Modell)

Ein moderner und praktischer Rollator

Der **leichte 4-Rad-Rollator** vereint Ergonomie, Sicherheit und einfache Bedienung. **Jetzt bestellen**

– Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!

SKU

20002

20003

Preis

265.00 CHF TVA incluse

265.00 CHF TVA incluse

Description**SPEZIFIKATIONEN**
SPEZIFIKATIONEN**Option**

Farbe: Rot

Farbe: Blau

