



## LEICHTER ELEKTOROLLSTUHL VERSO

UGS: 20149

4'450.00 CHF TVA incluse

### SPEZIFIKATIONEN

- Gesamtbreite: 59,8 cm
- Gesamtlänge: 107,8 cm
- Gesamthöhe: 93,7–100,2 cm
- Sitzbreite: 44 bis 50 cm
- Rückenlehnenhöhe: 40 bis 48 cm
- Sitztiefe: 42 bis 48 cm
- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Reichweite: 15 km
- Gewicht: 26 kg
- Rahmenfarbe: Schwarz oder Weiß
- Mit 24"-Rädern inklusive
- Max. Nutzergewicht: 130 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollstuhl](#)

Dieses Produkt ist **ausschließlich auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

## LEICHTER ELEKTOROLLSTUHL VERSO – KOMFORT, MOBILITÄT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Der **leichte Elektrorollstuhl Verso** ist für Nutzerinnen und Nutzer konzipiert, die Mobilität und Komfort suchen. Dank seiner leichten Bauweise und des herausnehmbaren Lithium-Akkus bietet der Verso eine **bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit** für sichere Fahrten ohne Kompromisse. Dieser Elektrorollstuhl ist die ideale Option für alle, die sich mehr Bewegungsfreiheit wünschen und gleichzeitig den Komfort eines Elektrorollstuhls genießen möchten.

### □ Hauptmerkmale:

- **Leicht und wendig:** Entwickelt für mühelose Mobilität, ohne auf Komfort zu verzichten.
- **Herausnehmbarer Lithium-Akku:** Einfach zu entnehmen und aufzuladen – für den täglichen Einsatz.
- **Abnehmbare und verstellbare Armlehnen:** Für mehr Komfort je nach Bedarf der Nutzerin bzw. des Nutzers anpassbar.
- **Verstellbare Schiebegriffe:** 5 Positionen zur Anpassung an die Körpergröße der Nutzerin bzw. des Nutzers.
- **Höhenverstellbare Rückenlehne:** Zusätzliche Unterstützung dank 4 verstellbaren Spannungsgurten.
- **Verstellbare Sitztiefe:** Von 42 bis 48 cm für individuellen Komfort.

- **Klappbare und verstellbare Fußstützen:** Abnehmbar und in der Länge verstellbar für mehr Komfort.
- **Atmungsaktives 3D-NET-Kissen:** Für bessere Luftzirkulation und optimalen Komfort.

Der leichte Elektrorollstuhl Verso bietet Ihnen ein ruhiges, angenehmes Fahrerlebnis und bleibt dank seiner leichten Konstruktion und fortschrittlichen Funktionen äußerst einfach zu manövrieren.

**Entdecken Sie ihn in Aktion in diesem Video:**

**Bestellen Sie noch heute Ihren leichten Elektrorollstuhl Verso – für Mobilität ohne Kompromisse!**

