



LEICHTER ELEKTOROLLSTUHL VERSO

UGS: 20149

4'450.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Gesamtbreite: 59,8 cm
- Gesamtlänge: 107,8 cm
- Gesamthöhe: 93,7–100,2 cm
- Sitzbreite: 44 bis 50 cm
- Rückenlehnenhöhe: 40 bis 48 cm
- Sitztiefe: 42 bis 48 cm
- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Reichweite: 15 km
- Gewicht: 26 kg
- Rahmenfarbe: Schwarz oder Weiß
- Mit 24"-Rädern inklusive
- Max. Nutzergewicht: 130 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollstuhl](#)

Dieses Produkt ist **ausschließlich auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

LEICHTER ELEKTOROLLSTUHL VERSO – KOMFORT, MOBILITÄT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Der **leichte Elektrorollstuhl Verso** ist für Nutzerinnen und Nutzer konzipiert, die Mobilität und Komfort suchen. Dank seiner leichten Bauweise und des herausnehmbaren Lithium-Akkus bietet der Verso eine **bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit** für sichere Fahrten ohne Kompromisse. Dieser Elektrorollstuhl ist die ideale Option für alle, die sich mehr Bewegungsfreiheit wünschen und gleichzeitig den Komfort eines Elektrorollstuhls genießen möchten.

□ Hauptmerkmale:

- **Leicht und wendig:** Entwickelt für mühelose Mobilität, ohne auf Komfort zu verzichten.
- **Herausnehmbarer Lithium-Akku:** Einfach zu entnehmen und aufzuladen – für den täglichen Einsatz.
- **Abnehmbare und verstellbare Armlehnen:** Für mehr Komfort je nach Bedarf der Nutzerin bzw. des Nutzers anpassbar.
- **Verstellbare Schiebegriffe:** 5 Positionen zur Anpassung an die Körpergröße der Nutzerin bzw. des Nutzers.
- **Höhenverstellbare Rückenlehne:** Zusätzliche Unterstützung dank 4 verstellbaren Spannungsgurten.
- **Verstellbare Sitztiefe:** Von 42 bis 48 cm für individuellen Komfort.

- **Klappbare und verstellbare Fußstützen:** Abnehmbar und in der Länge verstellbar für mehr Komfort.
- **Atmungsaktives 3D-NET-Kissen:** Für bessere Luftzirkulation und optimalen Komfort.

Der leichte Elektrorollstuhl Verso bietet Ihnen ein ruhiges, angenehmes Fahrerlebnis und bleibt dank seiner leichten Konstruktion und fortschrittlichen Funktionen äußerst einfach zu manövrieren.

Entdecken Sie ihn in Aktion in diesem Video:

Bestellen Sie noch heute Ihren leichten Elektrorollstuhl Verso – für Mobilität ohne Kompromisse!

