



LEICHTER, VERSTELLBARER VIERFUSSGEHSTOCK MIT SCHMALER BASIS

UGS: 20084

95.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhenverstellbar: 83–103 cm
- Standfläche: 24x31 cm
- Gewicht: 0,7 kg
- Max. Benutzergewicht 100 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Dreifuß- und Vierfußgehstock](#)

LEICHTER, VERSTELLBARER VIERFUSSGEHSTOCK MIT SCHMALER BASIS – OPTIMALE STABILITÄT IM ALLTAG

Der **leichte, verstellbare Vierfußgehstock mit schmaler Basis** ist eine ideale Lösung für Personen, die auf allen Oberflächen sicheren Halt benötigen. Dank seiner vierbeinigen Basis und der rutschfesten GummifüÙe gewährlleistet er auch auf abschüssigem oder rutschigem Gelände eine ausgezeichnete Stabilität.

Hergestellt aus **leichtem Aluminium** in Silber, ist dieser Gehstock einfach zu handhaben und dennoch robust. Sein **ergonomischer Griff aus weichem Schaumstoff** sorgt für einen bequemen und sicheren Halt. Darüber hinaus ermöglicht seine **9-fache Höhenverstellung** eine präzise Anpassung an die GröÙe des Benutzers, sei es ein Jugendlicher oder ein Erwachsener.

Dank seines kompakten und leichten Designs eignet sich dieser Vierfußgehstock perfekt für den täglichen Gebrauch, sowohl zu Hause als auch unterwegs.

□ Hauptmerkmale:

- Schmale Vierfußbasis für mehr Wendigkeit
- Leichte und langlebige Aluminiumstruktur
- 9-fach höhenverstellbar
- Weicher, bequemer und rutschfester Schaumstoffgriff
- GummifüÙe für besseren Halt

Ein stabiler und leichter Halt für sicheres Gehen

Wählen Sie den **leichten, verstellbaren Vierfußgehstock mit schmaler Basis** für eine sichere und diskrete Begleitung bei all Ihren Wegen. **Bestellen Sie noch heute – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**