



LUFT-WECHSELDRUCKAUFLAGE PROTECTOR I (OHNE KOMPRESSOR)

UGS: 30006

65.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: 7 cm
- Gesamtmaße: 194 x 89 cm
- Min. Benutzergewicht: 50 kg
- Max. Benutzergewicht: 100 kg
- **Ohne Kompressor (verwendbar mit Ref.: 30005)**

Categories: [3. Ruhe](#), [Matratze](#)

LUFT-WECHSELDRUCKAUFLAGE PROTECTOR I (OHNE KOMPRESSOR) – KOMFORT UND DEKUBITUSPROPHYLAXE

Die **Luft-Wechseldruckauflage Eskal L839** wurde zur Dekubitusprophylaxe entwickelt. Dank ihrer verformbaren PU-Zellen bietet sie optimale Unterstützung. Diese Auflage nutzt ein Wechseldrucksystem mit einem 10-Minuten-Zyklus. Das hilft, lang anhaltende und übermäßige Druckbelastungen zu vermeiden und sorgt für durchgehenden Komfort für Patientinnen und Patienten.

□ Hauptmerkmale der Luft-Wechseldruckauflage Protector I:

- **Verformbare PU-Zellen:** Jede Zelle passt sich Gewicht und Körperform der Patientin bzw. des Patienten an – für individuelle Unterstützung.
- **Wechseldruck:** Der 10-Minuten-Zyklus reduziert das Dekubitusrisiko und verbessert die Durchblutung.
- **Für Patientinnen und Patienten mit mittlerem bis hohem Risiko geeignet:** Ideal bei Bettlägerigkeit von mehr als 14 Stunden pro Tag und einem Norton-Score ≤ 14 .
- **2 Jahre Garantie:** Für langfristige Sicherheit.
- **Kompatibel mit Kompressor Ref. 30005:** Für eine optimale und effiziente Nutzung.

Die **Luft-Wechseldruckauflage Protector I** ist eine zuverlässige Lösung für Patientinnen und Patienten, die eine spezialisierte Versorgung benötigen. Sie bietet Komfort und Sicherheit bei der Dekubitusprophylaxe.

Bestellen Sie jetzt Ihre Luft-Wechseldruckauflage Protector I für eine wirksame

Dekubitusprophylaxe und optimalen Komfort!