



LUFT-WEICHLAGERUNGSAUFLAGE PROTECTOR 1

UGS: 30062
119.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: 6,5 cm
- Gesamtmasse: 200 × 90 cm
- Spannung: 220–240 V – 50/60 Hz
- Materialien: PVC
- Max. Benutzergewicht: 130 kg
- Mit Kompressor

Zur Miete verfügbar: 50.– CHF/Monat

Categories: [3. Ruhe](#), [Matratze](#)

LUFT-WEICHLAGERUNGSAUFLAGE PROTECTOR 1 – 130 WECHSELDRUCKZELLEN

Die **Luft-Weichlagerungsauflage Protector 1** besteht aus 130 einzelnen Zellen, davon 10 mikroperforiert, die sich abwechselnd auf- und abpumpen, um eine wirksame Dekubitusprophylaxe zu gewährleisten. So verteilt sie den Druck kontinuierlich und fördert die Durchblutung.

□ **Einstellung und Anwendung:**

- **Einstellbarer Druck:** Passen Sie die Befüllung dem Gewicht der Nutzerin bzw. des Nutzers an – für individuellen Komfort.
- Zudem verfügt sie über eine wirksame **therapeutische Schwelle** bis 110 kg.
- Ausserdem ist der **mitgelieferte Kompressor** leise und mit einem Haken zum Aufhängen am Bett ausgestattet.

Darüber hinaus lässt sich diese **Protector 1 Luft-Weichlagerungsauflage** in wenigen Minuten auf jedem Standard-Lattenrost installieren. Anschliessend eignet sich das Wechseldruck-Antidekubitus-System sowohl für den Einsatz in Einrichtungen als auch zu Hause.

□ **Pflege und Langlebigkeit:**

- Reinigen Sie den Bezug anschliessend mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Zudem ist der robuste Bezug mit Krankenhaus-Desinfektionsmitteln kompatibel.
- Schliesslich ist die Struktur aus medizinischem PVC widerstandsfähig gegenüber den Wechseldruckzyklen – für eine optimale Lebensdauer.

Die **Luft-Weichlagerungsauflage Protector 1** ist die ideale Lösung, um Komfort und Sicherheit zu

verbessern. Die schnelle Installation und die vielfältigen Einstellungen bieten eine umfassende Versorgung und ein beruhigenderes Nutzungserlebnis.

Bestellen Sie Ihre Luft-Weichlagerungsauflage Protector 1 jetzt, um Dekubitus wirksam vorzubeugen!

