



MEDIZINISCHE LUFTMATRATZE MIT KOMPRESSOR PROTECTOR 3

UGS: 30060
299.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: 11 cm
- Gesamtabmessungen: 200 x 85 cm
- Spannung: 220–240 V – 50/60 Hz
- Materialien: PVC – PU – PA
- Gewicht: 4,7 kg
- Max. Benutzergewicht: 140 kg

Zur Miete verfügbar: CHF 75.-/Monat

Categories: [3. Ruhe](#), [Matratze](#)

MEDIZINISCHE LUFTMATRATZE MIT KOMPRESSOR – PROTECTOR 3

Die **medizinische Luftmatratze mit Kompressor – Protector 3** ist speziell für Patienten mit hohem Dekubitusrisiko konzipiert. Diese medizinische Wechseldruckmatratze nutzt 17 Röhren, die sich zyklisch auf- und entleeren und so eine kontinuierliche Druckverteilung sowie eine regelmässige Stimulation der Blutzirkulation gewährleisten.

□ Funktionsweise und Prävention:

- **Pneumatischer Wechseldruck:** Die Röhren aktivieren sich in Zyklen, um Druckpunkte zu reduzieren.
- **Hohe Wirksamkeit:** Empfohlen für Anwender, die mehr als 12 Stunden täglich bettlägerig sind.
- **Anti-Dekubitus-Matratze:** Ergonomische Oberfläche, die sich der Körperform anpasst für mehr Komfort.

Dank ihrer robusten Konstruktion lässt sich die **Protector 3** problemlos auf einem Standardlattenrost befestigen. Der mitgelieferte Kompressor hält einen konstanten Luftstrom aufrecht und verfügt über eine Schnellkupplung für eine leckage- und unterbrechungsfreie Installation.

□ Lieferumfang & Pflege:

- **Medizinischer Kompressor:** Leise und zuverlässig für den Dauerbetrieb.
- **Schnellkupplung:** Einfacher Anschluss ohne Werkzeug.
- **Einfache Pflege:** Abnehmbarer Bezug, kompatibel mit Krankenhaus-Desinfektionsmitteln.

Diese **medizinische Luftmatratze** richtet sich sowohl an Gesundheitseinrichtungen als auch an den häuslichen Gebrauch. Ihre schnelle Inbetriebnahme und automatische Druckeinstellung machen sie zur ersten Wahl für die Dekubitusprophylaxe und den Patientenkomfort.

Bestellen Sie Ihre medizinische Luftmatratze Protector 3 jetzt für optimalen Schutz und optimale Unterstützung!

