



PFLEGE BETT ULTRA BAS ILICO

UGS: 30058

3'499.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Spannung: 24 V
- Bettbreite: 90 cm
- Gesamtbreite: 102,5 cm
- Bettlänge: 200 cm
- Gesamtlänge: 208 cm
- Liegehöhe: 298 mm bis 828 mm
- Gewicht: 85 kg
- 4 gemeinsam gebremste Rollen
- Möglichkeit von 1/2 Seitengitter optional (300.- CHF)
- Max. Benutzergewicht Nutzer: 140 kg

Categories: [3. Ruhe](#), [Elektrisches Pflegebett](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

PFLEGE BETT ULTRA BAS ILICO – SICHERHEIT UND HÄUSLICHER STIL

Das **Pflegebett Ultra Bas Illico** vereint die Eleganz von Buchenholz mit erhöhter Sicherheit dank durchgehender Seitengitter. Für eine warme häusliche Atmosphäre konzipiert, verwandelt es sich in ein Tiefeinsteigerbett mit Lattenrost und passt sich Ihren Pflege- und Komfortbedürfnissen an.

□ Grundausrüstung:

- **4 unabhängige Motoren:** Einstellung der Höhe (205 mm bis 615 mm), der Kopf- und Beinneigung.
- **Zerlegbar und einfach:** Vereinfachte Montage und Transport, ideal für Umzüge oder Lagerung.
- **Holzseitengitter:** Zwei Paare mit integrierten Griffen für durchgehenden Schutz.
- **Galgen inklusive:** Ermöglicht die Aufhängung von medizinischem Zubehör.
- **4 feststellbare Rollen:** Sichere Mobilität und zuverlässige Verriegelung in Position.

□ Komfort und Hygiene:

- **Metalllattenrost:** Leicht zu reinigen, hygienisch und langlebig.
- **Holzlattenrahmen:** Optional erhältlich für einen zur Buche passenden Stil.
- **Standardgrösse:** Kompatibel mit Matratze 90 × 200 cm.

Das **Pflegebett Ultra Bas Illico** erleichtert den Ein- und Ausstieg dank seiner sehr niedrigen

Position und bietet gleichzeitig präzise Einstellungen für Pflege oder Entspannung. Sein häusliches Design fügt sich perfekt in ein Schlafzimmer ein, während seine erweiterten Funktionen eine sichere Umgebung für Nutzer und Pflegepersonal garantieren.

Bestellen Sie Ihr Pflegebett Ultra Bas Illico jetzt, um Komfort, Sicherheit und Eleganz zu Hause zu vereinen!