



RAUPEN-TREPPENSTEIGER LG2004

UGS: 20130

4'600.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Maximale Abmessungen: 144 x 67 x 99 cm
- Motorleistung: 300 W
- Leistungsaufnahme des Batterieladegeräts: 80 W
- Stromversorgung des Batterieladegeräts: 220 V
- Reichweite: 540 Stufen
- Reichweite mit Ladezustandsanzeige in Reserve: 180 Stufen
- Minimale Treppenbreite: 77 cm
- Minimaler Wendebereich auf L-Podest: 98 x 98 cm
- Minimaler Wendebereich auf U-Podest: 98 x 170 cm
- Maximale Steigung: 70 % 35°
- Betriebs- und Lagertemperatur: -20° + 50°
- Maximale Geschwindigkeit: 15 Stufen/Minute
- Gesamtgewicht: 58 kg
- Gewicht der Deichsel: 12 kg
- Gewicht des Maschinenkorpus: 46 kg
- Gewicht des Batterieladegeräts: 0,7 kg
- Maximale Tragfähigkeit: 130 kg
- Farbe: Blau

Zur Miete verfügbar: 150.- CHF/Woche

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

RAUPEN-TREPPENSTEIGER LG2004 – SICHERHEIT UND KOMFORT AUF TREPPEN

Der **Raupen-Treppensteiger LG2004** der Marke Antano ist eine ideale Lösung für den sicheren Transport einer Person im Rollstuhl auf Treppen. Dieses leistungsstarke Gerät ermöglicht es dem Bediener, mühelos zu manövrieren und garantiert dem Passagier gleichzeitig optimalen Komfort.

Dank seiner **motorisierten Raupen** fährt der LG2004 Treppen flüssig und ruckfrei hinauf und hinunter. Das **am Lenker angebrachte Bediensystem** bietet eine präzise und intuitive Steuerung. Die doppelte, höhenverstellbare und gepolsterte Kopfstütze verbessert den Komfort des Passagiers erheblich.

□ Eigenschaften des LG2004:

- Verwendbar mit einem Standard-Rollstuhl
- Stabiles und flüssiges Raupensystem
- Doppelte, höhenverstellbare Kopfstütze
- Einfache Bedienung über den Lenker
- Mühelose Befestigung des Rollstuhls ohne Fußbewegung
- Sicherheitsentriegelung für manuelles Bewegen im Notfall

Eine zuverlässige Lösung für Gebäude ohne Aufzug

Der **Raupen-Treppensteiger LG2004** ist eine wertvolle Hilfe für Fachkräfte oder Familien, die Treppen mit einem Rollstuhl sicher überwinden müssen. **Jetzt bestellen – schnelle Lieferung in der Schweiz.**

