



## ROBUSTER BARIATRISCHER ROLLATOR MIT 4 RÄDERN

UGS: 20007

380.00 CHF TVA incluse

### SPEZIFIKATIONEN

- Höhen Boden-Griffe: 85–98 cm
- Gesamtbreite: 74 cm
- Sitz (B×T): 50×35 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- Gewicht: 9,2 kg
- Raddurchmesser: 19 cm
- Farbe: Grau
- Korb inklusive
- Max. Nutzergewicht: 227 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## ROBUSTER BARIATRISCHER ROLLATOR MIT 4 RÄDERN – BELASTBARKEIT UND KOMFORT FÜR NUTZER MIT HOHEM KÖRPERGEWICHT

Der **robuste bariatrische Rollator mit 4 Rädern** ist für Personen konzipiert, die eine gleichzeitig solide, stabile und komfortable Gehhilfe benötigen. Dank seiner verstärkten Struktur und hohen Tragfähigkeit garantiert er eine zuverlässige Nutzung im Alltag, ohne Kompromisse bei der Handhabung.

Dieses Modell ist **mit einer breiten und komfortablen Sitzfläche** ausgestattet, mit einer schaumstoffgepolsterten Rückenlehne für angenehmen Halt. Ein Aufbewahrungskorb ist unter der Sitzfläche platziert, um persönliche Gegenstände, auch sperrige, aufzunehmen.

Die **robuste Aluminiumstruktur** ermöglicht eine intensive Nutzung bei gleichzeitiger Leichtigkeit. Leicht faltbar, ist dieser Rollator zudem sehr wendig dank seiner **schwenkbaren Vorderräder**. Die **Feststellbremsen** an den Hinterrädern sorgen für optimale Stabilität im Stand.

Die **ergonomischen, höhenverstellbaren Griffe** in 5 Positionen (Abstufungen von 2,5 cm) ermöglichen die Anpassung des Rollators an die Körpergrösse des Nutzers für personalisierten Komfort.

### □ Eigenschaften des bariatrischen Rollators:

- Verstärkter und faltbarer Aluminiumrahmen
- Breite Sitzfläche und schaumstoffgepolsterte Rückenlehne
- Aufbewahrungskorb unter dem Sitz
- Schwenkbare Vorderräder für bessere Wendigkeit

- Griffe in 5 Höhen verstellbar (Abstufungen von 2,5 cm)
- Effektive Feststellbremsen an den Hinterrädern

### **Eine robuste Gehhilfe für Sicherheit und Komfort**

Der **robuste bariatrische Rollator mit 4 Rädern** ist eine zuverlässige Mobilitätshilfe für Personen mit hohem Körpergewicht. Er vereint Belastbarkeit, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.

**Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

