



ROLLATOR 4-RAD ECO LIGHT (COPIE) (COPIE) (COPIE)

UGS: 20163

399.00 CHF – 438.00 CHF Preisspanne:
399.00 CHF bis 438.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 82–95 cm
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamttiefe: 76 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- Sitztiefe: 34 cm
- Sitzbreite: 41 cm
- Gewicht inkl. Korb: 7,6 kg
- Raddurchmesser: 20 cm
- Farbe: Grau
- Max. Benutzergewicht: 120 kg

Miete möglich: 35.– CHF/Monat

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

ROLLATOR 4-RAD ECO LIGHT – LEICHT, PRAKTISCH UND PREISWERT

Der **Rollator 4-Rad Eco Light** ist eine zuverlässige, leichte Gehhilfe, die perfekt auf den Alltag abgestimmt ist. Sein Aluminiumrahmen sorgt für hohe Wendigkeit bei gleichzeitiger Robustheit für eine Belastung bis 120 kg.

Dieses sehr einfach zu bedienende Modell ist mit einer **integrierten Sitzfläche** ausgestattet, die kurze Ruhepausen ermöglicht. Ein **Metallkorb** unter oder vor dem Sitz erlaubt den sicheren Transport von Einkäufen oder persönlichen Gegenständen.

□ Hauptmerkmale:

- Leichter 4-Rad-Rollator mit Aluminiumrahmen
- Als Gehhilfe und Ruhesitz verwendbar
- Einhängbarer Metallkorb (vorne oder unter dem Sitz)
- Fahrradbremsen mit Parkfunktion
- Lieferung mit Stockhalter, Sitz, Korb und pannensicherer Bereifung
- Verstellbare ergonomische Griffe

Ein einfacher und funktionaler Rollator

Der **Rollator 4-Rad Eco Light** bietet eine erschwingliche Lösung für mehr Autonomie im Alltag.

Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!

SKU	Preis	Description	Couleur	Accessoires
20163-1	399.00 CHF TVA incluse		Vert foncé	Sans accessoires
20163	438.00 CHF TVA incluse		Vert foncé	Porte-canne
20163-2	399.00 CHF TVA incluse		Rouge	Sans accessoires
20163	438.00 CHF TVA incluse		Rouge	Porte-canne
20163-3	399.00 CHF TVA incluse		Tropical	Sans accessoires
20163	438.00 CHF TVA incluse		Tropical	Porte-canne

