



ROLLATOR 4 RÄDER MANHATTAN (MOBIO)

UGS: 20161

325.00 CHF – 355.00 CHF Preisspanne:

325.00 CHF bis 355.00 CHF TVA incluse

EIGENSCHAFTEN

- Gewicht: 7 kg
- Maximales Benutzergewicht: 136 kg
- **Hinterradstand: 53 cm**
- Gesamtlänge: 71,4 cm
- Gesamtbreite: 63 cm
- Sitzbreite: 48 cm
- **Sitztiefe: 26 cm**
- Sitzhöhe: 59 cm
- Griffhöhe: verstellbar von 85 bis 96 cm
- Struktur: Aluminium
- **In die Struktur integrierte Bremszüge**
- Griffe aus thermoplastischem Gummi, latexfrei
- **Höhenverstellbarer Rückengurt**
- Räder: weich, stossdämpfend
- Faltung: seitlich, ultrakompakt
- Breite zusammengeklappt: 26 cm

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

ROLLATOR MANHATTAN (MOBIO) – DESIGN, KOMFORT UND STABILITÄT

Der **Rollator Manhattan (Mobio)** ist ein moderner und eleganter 4-Rad-Rollator, der Sie sicher bei Ihren täglichen Wegen begleitet. Dank seiner leichten Aluminiumstruktur und seines ultrakompakten Seitenfaltsystems kombiniert er Manövrierfähigkeit, Praktikabilität und Komfort mit seinem **höhenverstellbaren Rückengurt**.

HINTERRADSTAND VON 53 CM!

Sein **verbreiterter Hinterradstand** bietet einen grossen Freiraum zwischen den Rädern von **53 cm** gegenüber 43–45 cm bei klassischen Rollatoren.

Dies fördert ein natürliches Gangbild, selbst bei Benutzern mit Aussenrotation des Fusses, instabilem Gang oder erhöhtem Platzbedarf für die Fortbewegung.

□ DIE VORTEILE DES MANHATTAN (MOBIO)

- Hochwertiger 4-Rad-Rollator
- Leichte Aluminiumstruktur mit **integrierten Bremszügen**
- Kompaktes Seitenfalten in wenigen Sekunden
- Grosse, weiche Räder für besseren Fahrkomfort
- **Bequemer Sitz** (Tiefe 26 cm) mit **höhenverstellbarer Rückenlehne** inklusive
- Ergonomische, höhenverstellbare Griffe
- Sicherheitsbremsen mit Feststellfunktion
- Modernes und elegantes Design
- Leicht zu transportieren und zu verstauen

KOMFORT IM ALLTAG

Ein Gewicht von 7 kg für eine komfortable Sitzbreite von 48 cm

Der Manhattan Mobio wurde entwickelt, um ein reibungsloses und komfortables Fahrerlebnis zu bieten. Seine weichen Räder absorbieren effektiv Bodenunebenheiten, während seine breite Sitzfläche von 48 cm bequemes Sitzen während der Pausen ermöglicht.

Sein geringes Gewicht von nur 7 kg erleichtert die tägliche Handhabung, und sein seitliches Falten reduziert seinen Platzbedarf erheblich für den Transport im Auto oder die Lagerung zu Hause.

INKLUSIVE AUSSTATTUNG

- Integrierter Sitz
- Komfort-Rückenlehne
- Bremsen mit Feststellfunktion
- Weiche, stossdämpfende Räder

Verfügbares Zubehör

- Stockhalter (Art.-Nr. 20085)

Der Rollator 4 Räder Manhattan (Mobio) ist die ideale Lösung für Personen, die einen leichten, eleganten und besonders komfortablen Rollator für ihre täglichen Wege suchen.

SKU	Preis	Description	Accessoires
20161	325.00 CHF TVA incluse		Ohne Zubehör
20161	355.00 CHF TVA incluse		Stockhalter



Contenu de la boîte

