



ROLLATOR 4 RÄDER 286B

UGS: 20128

179.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe Schiebegriffe/Boden: 77 bis 101 cm
- Sitzhöhe/Boden: 61 cm
- Sitzbreite: 40 cm
- Tiefe: 64,5 cm
- Gesamtbreite: 61 cm
- Räder: 190 x 47 mm
- Max. Benutzergewicht: 120 kg
- Gewicht mit Korb: 11 kg

Miete möglich: 30.- CHF/Monat

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

ROLLATOR 4 RÄDER 286B – PRAKTISCHE MOBILITÄT UND KOMFORT IM ALLTAG

Der **Rollator 4 Räder 286B** wurde für Nutzer entwickelt, die einen **praktischen, komfortablen und leicht manövrierbaren Gehwagen** suchen. Sein intuitives Faltsystem ermöglicht eine schnelle Aufbewahrung und einen einfachen Transport, ideal für den Einsatz zu Hause oder unterwegs.

Dieser Rollator ist mit **Sicherheitsbremsen** mit Feststellfunktion, einem **abnehmbaren Korb** für persönliche Gegenstände und einem sehr praktischen **Plexiglas-Tablett** zum Abstellen einer Mahlzeit oder eines Gegenstands ausgestattet. Er verfügt zudem über eine **bequeme Sitzfläche** und einen **integrierten Stockhalter** für mehr Autonomie im Alltag.

☐ Hauptmerkmale des Modells 286B:

- Einfaches und schnelles Faltsystem
- Sichere Feststellbremsen
- Integrierte Sitzfläche und Tablett
- Abnehmbarer Korb für Einkäufe oder persönliche Gegenstände
- Inklusive Stockhalter
- Höhenverstellbare Griffe

Ein robuster und funktionaler Rollator

Der **Rollator 4 Räder 286B** ist der ideale Begleiter, um Ihre Unabhängigkeit zu bewahren und gleichzeitig Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. **Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**