



ROLLATOR 4 RÄDER GELÄNDEGÄNGIG TAIMA XC

UGS: 20096

510.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe Boden-Griffe: 85-95 cm
- Gesamtbreite: 62 cm
- Sitz (BxT): 45x23 cm
- Sitzhöhe: 60 cm
- Gewicht: 8,2 kg
- PU-Räder Durchmesser 31 cm
- Farbe: Grün
- Max. Gewicht Benutzer: 150 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

ROLLATOR 4 RÄDER GELÄNDEGÄNGIG TAIMA XC – FÜR IHRE AUSFLÜGE AUF ALLEN WEGEN

Der **Rollator 4 Räder Geländegängig TAIMA XC** ist speziell für aktive Anwender konzipiert, die sich auch abseits glatter Oberflächen komfortabel fortbewegen möchten. Ob auf **Bergwegen**, Kopfsteinpflaster oder verschneiten Gehwegen – dieses Modell bietet Ihnen Stabilität, Sicherheit und Freiheit.

Dank seiner **grossen Luftreifen** absorbiert er Vibrationen effektiv und reduziert Schmerzen in den Armen. Zudem bleibt er auch auf unebenem Gelände sehr wendig. Sein **seitliches Faltsystem** ermöglicht einfaches Verstauen, und er steht im gefalteten Zustand selbstständig.

Der **TAIMA XC** ist ausgestattet mit **ergonomischen, höhenverstellbaren Griffen**, einer weichen Sitzfläche für Pausen und einem Rückengurt für mehr Komfort. Er wird geliefert mit Aufbewahrungstasche, Rückengurt und Stockhalter (rechts oder links).

□ Hauptmerkmale:

- Rollator 4 Räder geländegängig, ideal für Wege und Pfade
- Grosse Luftreifen für bessere Stossdämpfung
- Einfaches seitliches Faltsystem, steht gefaltet selbstständig
- Höhenverstellbare Griffe + Feststellbremsen
- Weiche Sitzfläche mit Rückengurt inklusive
- Geliefert mit Stockhalter und Tasche

Ein Rollator für Mobilität im Freien

Der **Rollator 4 Räder Geländegängig TAIMA XC** begleitet Sie überall, auch auf anspruchsvolleren

Oberflächen. **Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**