



## LEICHTGEWICHT ROLLATOR NEO EASY – FALTBAR, 4- RAD, NUR 5.6 KG

**UGS:** 20155  
**229.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhen Boden-Griffe: 77 cm bis 92,5 cm
- Gesamtbreite: 62 cm
- Gesamttiefe: 75 cm
- Sitzhöhe: 57 cm
- Sitztiefe: 25,5 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Gewicht inkl. Tasche: 5,6 kg
- Raddurchmesser: 20 cm
- Farbe: Perlweiss oder Elektrikblau
- Max. Benutzergewicht: 136 kg

**Zur Miete verfügbar: CHF 35.-/Monat**

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## ROLLATOR 4 RÄDER NEO EASY – LEICHT, PRAKTISCH UND WIRTSCHAFTLICH

Der **leichte Rollator 4 Räder Neo Easy** ermöglicht Ihnen, sicher zum Einkaufen zu gehen. Mit einem ultraleichten Gewicht von 5,6 kg ist er mit Bügelbremsen mit Parkbremsen, einem breiten bequemen Sitz mit breiter Rückenlehne und einer abnehmbaren und waschbaren Tasche ausgestattet. Die 20 cm grossen Räder sind mit weichen Reifen ausgestattet. Einfaches und praktisches Faltsystem zur Aufbewahrung. Sein Aluminiumrahmen sorgt für hohe Wendigkeit bei gleichzeitiger Robustheit für eine Belastbarkeit bis 136 kg.

2 Farben zur Auswahl: Elektrikblau oder Perlweiss.

### □ Hauptmerkmale:

- Leichter Rollator 4 Räder mit Aluminiumrahmen
- Verwendbar als Gehhilfe und Ruhesitz
- Hängetasche
- Fahrradbremsen mit Parkposition
- Ergonomische verstellbare Griffe

### Ein einfacher und funktionaler Rollator

Der **leichte Rollator 4 Räder Neo Easy** bietet eine erschwingliche Lösung für mehr

Selbstständigkeit im Alltag. **Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**

**SKU**

20155W

20155B

**Preis**

229.00 CHF TVA incluse

229.00 CHF TVA incluse

**Description****Option**

Farbe: Weiss

Farbe: Blau

