



## ROLLATOR 4 RÄDER QUADRI-LIGHT

**UGS:** 20102

**299.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Höhe Boden-Griffe: 80,5-93 cm
- Gesamtbreite: 65 cm
- Breite zusammengeklappt: 29 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitztiefe: 20 cm
- Sitzbreite: 41 cm
- Gewicht inkl. Korb: 7,25 kg
- Raddurchmesser: 20 cm
- Farbe: Silbergrau
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

**Mietbar: 35.- CHF/Monat**

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## ROLLATOR 4 RÄDER QUADRI-LIGHT – ULTRALEICHT, KOMPAKT UND SICHER

Der **Rollator 4 Räder Quadri-Light** ist die ideale Wahl für Personen, die sowohl Leichtigkeit als auch Kompaktheit suchen. Dank seines intelligenten Designs lässt er sich leicht und sehr klein zusammenfalten, was den Transport und die Lagerung selbst auf engstem Raum erleichtert.

Konzipiert für Benutzer bis 130 kg, bietet dieser Rollator ausgezeichnete Stabilität und bleibt dabei **im Alltag sehr wendig**. Die **Fahrradbremsen** sind einfach zu bedienen und verfügen über eine sichere Feststellfunktion, um unbeabsichtigte Bewegungen beim Anhalten zu vermeiden.

### □ Hauptmerkmale:

- Ultraleichter und faltbarer 4-Rad-Rollator
- Sehr klein zusammenklappbar – perfekt für Lagerung oder Transport
- Geeignet für Personen bis 130 kg
- Fahrradbremsen mit Feststellfunktion (Parkbremse)
- Robuste und dennoch wendige Struktur

### Ein diskreter und alltagstauglicher Rollator

Entscheiden Sie sich für den **Rollator 4 Räder Quadri-Light**, um sich mit mehr Freiheit, Sicherheit und Einfachheit zu bewegen. **Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in die ganze Schweiz!**

**SKU**

20102G

20102R

**Preis**

299.00 CHF TVA incluse

299.00 CHF TVA incluse

**Description****Option**

Farbe: Grau

Farbe: Rot

