



## ROLLATOR/ROLLSTUHL ROLLZ MOTION<sup>2</sup> – 2-IN-1

**UGS:** 20146

**1'090.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- für eine Körpergrösse von 160 cm bis 190 cm
- max. Belastung: 125 kg
- Sitztiefe: 42 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- Gesamtbreite: 67 cm
- mit Trommelbremsen und Kipphilfe
- inkl. Fussstützen
- neu: inkl. 3-in-1-Klemmen, ohne Netztasche
- neu: inkl. Rollz Fit (Aktivitätstracker)

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## 4-RAD-ROLLATOR KOMBINIERT MIT LEICHTEM ROLLSTUHL – VIELSEITIGKEIT UND KOMFORT IM ALLTAG

Der **Rollz Motion 2-in-1** ist eine innovative Lösung, die einen hochwertigen Rollator und einen Transport-Rollstuhl in einem einzigen Produkt vereint. Entwickelt für Personen, die ihre Selbstständigkeit bewahren und gleichzeitig Ermüdungsmomente einplanen möchten, ermöglicht er einen einfachen Wechsel vom unterstützten Gehen zu einer sitzenden Position, die von einer Begleitperson geschoben wird.

Im **Rollator-Modus** bietet der Rollz Motion ausgezeichnete Stabilität und hohe Wendigkeit dank seiner grossen Räder und seines robusten Rahmens. Die ergonomischen, höhenverstellbaren Griffe gewährleisten eine komfortable und sichere Haltung beim Gehen.

Mit wenigen einfachen Handgriffen **verwandelt er sich in einen Rollstuhl**, der komfortabel ist, mit klappbaren Fussstützen und angepasster Sitzfläche. Diese Doppelfunktion macht ihn zum idealen Begleiter für längere Ausflüge, Reisen oder Umgebungen, die lange Strecken erfordern.

### □ Hauptmerkmale:

- 2-in-1-Funktion: Rollator + Transport-Rollstuhl
- Schnelle Umwandlung ohne Werkzeug
- Grosse Räder für flüssiges Fahren im Innen- und Aussenbereich
- Höhenverstellbare Griffe
- Gesicherte Bremsen mit Parkfunktion

- Abnehmbare und einfach zu montierende Fusstützen
- Komfortable Sitzfläche mit Rückenlehne
- Faltbare Struktur für einfachen Transport und Lagerung

### Nutzervorteile:

- Erhalt der Selbstständigkeit mit punktueller Unterstützung
- Verringerung der Ermüdung bei Fortbewegungen
- Ideal für lange Ausflüge und Reisen
- Beruhigende Lösung für Nutzer und Begleitperson

### Ein wirklich multifunktionaler 4-Rad-Rollator

Wählen Sie den **4-Rad-Rollator ROLLZ MOTION 2-IN-1**, um sich sicher fortzubewegen und gleichzeitig von Sitzkomfort zu profitieren, wenn es nötig ist. **Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

### □ Demonstration des Rollz Motion

### □ Umwandlung Rollator □ Rollstuhl

### □□□ Verwendung unter realen Bedingungen

SKU	Preis	Description	Couleur
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Weiss
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Schwarz
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Dunkelviolett
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Island-Blau
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Rosa

