



ROLLSTUHL ACTION1 R

UGS: 20062-38

479.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzbreite: 380/405/430/455/480/505 mm
- Sitztiefe: 425 mm
- Sitzneigung: 3°
- Sitzhöhe: 495 mm
- Rückenwinkel: 7°
- Rückenhöhe: 430 mm
- Beinstützenwinkel: 70°
- Beinstützenlänge: 330–460 mm
- Armlehnenhöhe: 240 mm
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 195 mm
- Gesamtbreite gefaltet: 250 mm
- Gesamtlänge mit Beinstützen: 1085/1125 mm
- Gesamtlänge ohne Beinstützen: 835/875 mm
- Gesamthöhe: 950 mm
- Gewicht des Rollstuhls: 17,5 kg
- Transportgewicht: 10 kg
- Max. Nutzergewicht: 125 kg

Mietpreis: 75.- CHF/Monat

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollstuhl](#)

Der Invacare Action1 R Rollstuhl ist mit einem Stahlrahmen ausgestattet, der ihm eine außergewöhnliche Stabilität bei moderatem Gewicht verleiht.

Der Rollstuhl Action1 R ist die ideale Lösung für alle, die einen hochwertigen, robusten, wirtschaftlichen und einfach zu bedienenden Rollstuhl suchen. Er teilt viele Komponenten mit der restlichen Action-Familie, wie Bremsen, Räder, Beinstützen, Stockhalter oder Infusionsständer. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren Rollstuhl einfach an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Die Rückwärtskompatibilität der Teile innerhalb der Serie reduziert den Aufwand bei Verwaltung, Verschreibung und Anpassung der Produkte.

Der Action1 wurde für gute Manövrierfähigkeit im Innen- und Außenbereich konzipiert, sowohl im Selbstantrieb als auch in der Transitversion für Begleitpersonen. Sein Faltsystem mit einfacher oder doppelter Kreuzstrebe, seine Kompaktheit und die Hinterräder mit Schnellverschluss erleichtern Transport und Lagerung.

SKU	Preis	Description	Assise
20062-38	479.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN Mietpreis: 75.- CHF/Monat	38cm
20062-40	479.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN Mietpreis: 75.- CHF/Monat	40cm
20062-43	479.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN Mietpreis: 75.- CHF/Monat	43cm
20062-45	479.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN Mietpreis: 75.- CHF/Monat	45cm
20062-48	479.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN Mietpreis: 75.- CHF/Monat	48cm
20062-50	479.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN Mietpreis: 75.- CHF/Monat	50cm