



## ROLLSTUHL D200-V

**UGS:** 20060-38

**1'099.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Sitzbreite: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 cm
- Gesamtbreite: 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 cm
- Gesamtlänge: 99,5, 104,5 cm
- Verstellbare Sitzhöhe: 47, 50, 53 cm
- Sitztiefe: 39,5 oder 45 cm
- Verstellbare Armlehnenhöhe: 22, 24 cm
- Rückenlehnenhöhe: 45–51 cm
- Breite zusammengeklappt: 30 cm
- Gewicht: 16,2 kg
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollstuhl](#)

**Der Rollstuhl D200-V ist ausschliesslich auf Bestellung erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 2 bis 3 Wochen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.**

Er ist leicht und manuell – für den temporären oder dauerhaften Einsatz – mit verschiedenen Einstellungen:

- 3 Sitzhöhen (47, 50 oder 53 cm).
- Mehrere Sitztiefen.
- Armlehnenhöhen.
- Fussstützenplatten höhen- und neigungsverstellbar.

Die Rollstuhlserie D200-V wird serienmässig mit hinteren Trommelbremsen und Kippschutzrollen geliefert.

Die Rahmenfarbe in Königsblau sorgt für eine glänzende Optik.

#### Garantierte Qualität

Um Ihnen beste Qualität zu gewährleisten, entspricht der D200-V den strengsten Normen und wird von weltweit anerkannten Zertifizierungsstellen geprüft.

**Der Rollstuhl D200-V** ist so konzipiert, dass er sich Ihren Bedürfnissen anpasst. *Ihr Rollstuhl muss sich an Sie anpassen – nicht umgekehrt.*

SKU

Preis

Description

Assise

SKU	Preis	Description	Assise
20060-38	1'099.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	38cm
20060-40	1'099.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	40cm
20060-42	1'099.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	42cm
20060-44	1'099.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	44cm
20060-46	1'099.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	46cm
20060-48	1'099.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	48cm
20060-50	1'099.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	50cm
20060-52	1'099.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	52cm