




ROLLSTUHL V100 T50

UGS: 20143

~~935.00 CHF~~ Ursprünglicher Preis war:

935.00 CHF ~~599.00 CHF~~ Aktueller Preis ist:

599.00 CHF. TVA incluse

LAGERRÄUMUNG – Angebot gültig, solange der physische Lagerbestand reicht.

Aktueller Bestand in unserem Depot in Gland (CH-1196): **1 × Rollstuhl V100 T-50 mit 40% Rabatt verfügbar.**

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzbreite: 50 cm
- Gesamtbreite: 68 cm
- Gesamtlänge: 101 cm
- Sitzhöhe verstellbar: 54 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Armlehnenhöhe verstellbar: 24 cm
- Rückenlehnenhöhe: 42 cm
- Rückenlehnenneigung: 5°
- Materialien: Aluminium
- Gewicht: 18 kg
- Max. Benutzergewicht: 130 kg
- Trommelbremsen: inklusive

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollstuhl](#)

AUSLAUFMODELL: Nur 1 Exemplar auf Lager verfügbar

ROLLSTUHL V100 T50 – KOMFORT UND INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN

Der **Rollstuhl V100 T50** ist ein leichtes Modell, ideal für den **temporären oder dauerhaften Gebrauch**. Er wurde entwickelt, um optimalen Komfort und **maximale Flexibilität** zu bieten, und verfügt über zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, um sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

□ Eigenschaften des Rollstuhls V100:

- **3 Sitzhöhen** für eine perfekte Anpassung an Ihre Körpergröße
- **2 Sitztiefen** für mehr Komfort und Stabilität
- **3 Armlehnenhöhen** für optimalen Halt

- **Verstellbare Armauflagen** in der Tiefe, um sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen
- **Hintere Trommelbremsen**, serienmäßig für mehr Sicherheit

Dieser Rollstuhl wurde entwickelt, um **maximale Mobilität** zu bieten und gleichzeitig einfach zu bedienen und zu transportieren zu sein. Mit seinen **personalisierten Einstellungen** erfüllt er perfekt die Bedürfnisse von Benutzern, die einen komfortablen und an ihre Anforderungen angepassten Rollstuhl suchen.

Bestellen Sie noch heute Ihren Rollstuhl V100 T50 für optimalen Komfort und Sicherheit!