



ROLLTISCH MIT BREMSEN

UGS: 40003

199.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Ø Rollen: 15 cm
- Abmessungen Tablett: 46 × 32 cm
- Höhe Boden – Griff: 81 bis 91 cm
- Gesamtmaße (L × B): 57 × 53 cm
- Maße Tablett (L × B): 46 × 32 cm
- Max. Belastung der Tablett: 15 kg
- Farbe: Beige
- Max. Benutzergewicht: 125 kg

Categories: [4. Hilfe/Komfort](#), [Rolltisch](#)

ROLLTISCH MIT BREMSEN – HÖHENVERSTELLBARE UND SICHERE ABLAGE

Der **Rolltisch mit Bremsen** erleichtert den Transport von Gegenständen im ganzen Haus. Er verfügt über eine höhenverstellbare Ablage und integrierte Bremsen, um den Wagen sicher zu fixieren.

□ Hauptmerkmale:

- **Höhenverstellbar:** Stellen Sie den Tisch je nach Bedarf zwischen 70 und 100 cm ein.
- **Zwei abnehmbare Tablett:** Lassen sich zur Reinigung einfach abnehmen.
- **Integrierte Bremsen:** Blockieren Sie die Rollen für einen sicheren Stand.
- **Robuste Konstruktion:** Lackierter Stahlrahmen für optimale Langlebigkeit.
- **Schwenkrollen:** Sorgen für leichtgängige Manövrierbarkeit in allen Räumen.

Zudem überzeugt dieser Rolltisch durch sein schlichtes Design, das zu jedem Interieur passt. Ob Sie Mahlzeiten, Medikamente oder Freizeitmaterial transportieren – er erfüllt Ihre täglichen Anforderungen.

Bestellen Sie Ihren Rolltisch mit Bremsen jetzt für einen sicheren und komfortablen Transport von Gegenständen!