



RUNDER DUSCHHOCKER EASY (MAX. 200 KG)

UGS: 10158

120.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Breite: 40 cm
- Höhe: 42–57 cm
- Sitz: Polypropylen
- Beine: Aluminium
- Farbe: Blau
- Gewicht: 2,7 kg
- Maximales Benutzergewicht: 200 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschhocker](#)

RUNDER DUSCHHOCKER EASY (MAX. 200 KG) – VIELSEITIG, STABIL UND KOMFORTABEL

Der **runde Duschhocker Easy (Max. 200 kg)** der Marke Etac ist eine einfache und funktionale Lösung, um Komfort und Sicherheit im Badezimmer zu gewährleisten. Dank seines **klassisch abgerundeten Designs** fügt er sich problemlos in jede Umgebung ein, sei es zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen.

Seine runde Sitzfläche ermöglicht es dem Benutzer, sich **unabhängig vom Winkel leicht hinzusetzen**, ohne den Hocker neu positionieren zu müssen. Er ist eine ideale Wahl für Personen mit Mobilitätseinschränkungen oder während der Rehabilitation.

Robust und zuverlässig, trägt dieses Modell eine maximale Last von 200 kg. Seine **leichte, aber solide Struktur** gewährleistet optimale Stabilität, selbst auf nassen Oberflächen. Die rutschfeste Sitzfläche und die verstellbaren Beine mit Gummifüßen sorgen für perfekten Halt und maximale Sicherheit unter der Dusche.

□ Eigenschaften des Duschhockers Easy:

- Ergonomische runde Sitzfläche für einfachen Zugang
- Robuste Struktur bis 200 kg
- Höhenverstellbare Beine mit rutschfesten Füßen
- Leicht, stabil und einfach zu bewegen
- Vielseitige Nutzung: Dusche, Badezimmer, Waschbeckenbereich

Ein diskreter und sicherer Duschhocker

Der **runde Duschhocker Easy (Max. 200 kg)** bietet im Alltag gleichzeitig einfache Handhabung, Zuverlässigkeit und Komfort. Er ermöglicht es jedem, sich selbstständig und sicher um sich zu

kümmern.

Bestellen Sie ihn noch heute – Schnelle Lieferung in der Schweiz!