



## RUTSCHBRETT MIT 2 HANDGRIFFEN

**UGS:** 40012

**77.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Länge: 76 cm
- Breite: 21 cm
- Gewicht: 1,38 kg
- Max. Benutzergewicht: 190 kg

**Categories:** [4. Hilfe/Komfort](#), [Transferbrett](#)

## RUTSCHBRETT MIT 2 GRIFFEN – REIBUNGSLOSE TRANSFERS

Zunächst ist das **Rutschbrett mit 2 Handgriffen** aus robustem Bambus mit einer lackierten Oberfläche für reibungsloses Gleiten gefertigt. Zudem verhindern die abgeschrägten Kanten ein Hängenbleiben und garantieren flüssige Bewegungen. Darüber hinaus bieten die zwei integrierten Griffe bei jedem Transfer sicheren und komfortablen Halt.

Zudem erleichtert dieses lange und robuste **Rutschbrett** den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzgelegenheiten, sei es Rollstuhl, Bett oder Auto. Für die direkte Anwendung auf der Haut empfiehlt sich die Verwendung eines *Gleittuchs*, was sowohl den Komfort des Nutzers als auch die Langlebigkeit des Produkts schont.

### □ Hauptmerkmale:

- **Lackierter Bambus:** Glatte Oberfläche für optimiertes Gleiten.
- **Abgeschrägte Kanten:** Verhindern Hängenbleiben und erleichtern die Bewegung.
- **Zwei Handgriffe:** Integrierte Griffe für festen Halt.
- **Langes Brett:** Bietet eine große Fläche für alle Transfers.
- **Verwendung mit Gleittuch:** Erhöht den Komfort bei direktem Hautkontakt.

Schließlich erweist sich dieses **Rutschbrett mit 2 Handgriffen** als vielseitige und sichere Lösung. So trägt es dazu bei, den Kraftaufwand für das Pflegepersonal zu verringern, während es den Patienten einen komfortableren und reibungslosen Transfer ermöglicht.

**Bestellen Sie Ihr Rutschbrett mit 2 Handgriffen jetzt für sicherere und reibungslosere Transfers!**

