



SEAHORSE PLUS DUSCH- UND TOILETTENSTUHL ZUBEHÖR: HALTEGURT

UGS: 10110
250.00 CHF – 300.00 CHF Preisspanne:
250.00 CHF bis 300.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Auf Anfrage

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Seahorse PLUS](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Dusch- und Toilettenstuhl für Kinder und junge Erwachsene.

Diese neue Generation ist in 3 Größen (S, M, L) erhältlich.

Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Mit verstellbarer Kopfstütze, hochklappbaren Armlehnen, hochklappbaren und abnehmbaren Fußstützen, Bremsen an allen 4 Rädern, Bauchgurt und abnehmbarem weichem Knauf.

Der Stuhl ist in der Höhe um 10 cm verstellbar.

Der Stuhl kann als Toilettenstuhl verwendet werden, entweder mit dem großen herausnehmbaren Topf oder über der Toilettenschüssel. Er ist vollständig höhenverstellbar.

Der Seahorse PLUS kann als Duschstuhl oder über einer Badewanne verwendet werden.

Er ist als Ganzes über eine Gasdruckfeder von der senkrechten Position bis zu einer Neigung von 40° verstellbar.

SKU	Preis	Description	Modèle
10110	250.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Klein
10111	260.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Medium
10120	300.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Groß