



SESSELERHÖHUNG LANGHAM (4ER-SET)

UGS: 30067

89.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

**Dieser Erhöher ist nicht für
Esszimmerstühle geeignet.**

Abmessungen:

- Produkt: 120 x 110 x 150 mm (4,75 x 4,5 x 6 Zoll)
- Erhöht den Sessel um 5 bis 10 cm
- Maximaler Platzbedarf des Stuhls: 790 x 690 mm (31 x 27 Zoll)
- Maximale Beinabmessungen: 64 x 76 mm (2,5 x 3 Zoll)

Maximal zulässiges Gewicht: 500 kg / 78
Stones / 1100 lbs

Categories: [3. Ruhe](#), [Möbelerhöher](#)

SESSELERHÖHUNG LANGHAM (4ER-SET) – STABILITÄT UND ZUGÄNGLICHKEIT

Der originale verstellbare Langham Sesselerhöher ist für Kamin- oder Ohrensessel konzipiert und wurde seit Jahrzehnten von Ergotherapeuten getestet und zugelassen.

Das Gelenkdesign gewährleistet optimale Stabilität, und das Produkt wird komplett montiert in einer einfach zu installierenden Verpackung geliefert. Der Auflagepunkt befindet sich am Boden der Vertiefung, wodurch er ideal für dünne Beine ist. Der obere Teil trägt keine Last.

Höhenverstellbare Einlegeblöcke sind im Lieferumfang enthalten, um die Hubhöhe je nach Benutzerbedürfnissen um 2 bis 4 Zoll (5 bis 10 cm) zu ändern.

☐ Hauptmerkmale:

- **4er-Set:** Ermöglicht die Verbindung jedes Stuhlbeins.
- **Anpassbar:** Geeignet für runde und eckige Beine.
- **Einfache Installation:** Unter die Beine schieben, ohne Werkzeug oder Beschädigung.
- **Höhe:** Erhöht um 5 bis 10 cm dank der im Set enthaltenen Keile.
- **Komfort und Sicherheit:** Verbessert die Zugänglichkeit und beugt Stürzen vor.

Dieser **Sesselerhöher** bietet eine elegante und zuverlässige Lösung, um die Höhe Ihrer Stühle sicher zu erhöhen.

Bestellen Sie jetzt Ihr Langham Sesselerhöher (4er-Set) für mehr Stabilität und Autonomie!

