



## SILVERLUX-LAMPE

**UGS:** 20121

**45.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Weiße LED-Lampen
- Stromversorgung: 2 AAA-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Breite: 3,8 cm
- Tiefe: 5,9 cm
- Höhe: 8,5 cm
- Werkzeuglose Montage an allen Rohrformen von 20 bis 26 mm

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Zubehör für Rollator](#)

## SILVERLUX-LAMPE – SICHER UNTERWEGS MIT OPTIMALER BELEUCHTUNG

Die **Silverlux-Lampe** ist eine praktische und effiziente Beleuchtungslösung für Gehstöcke und Rollatoren. Sie lässt sich **werkzeuglos** an Rohren mit einem Durchmesser von 20 bis 26 mm festclippen und ist somit mit den meisten Modellen kompatibel. Sie wird mit zwei LR03-Batterien betrieben und ermöglicht es dem Benutzer, in der Dunkelheit zu **sehen und gesehen zu werden**, was die tägliche Sicherheit erhöht.

Ausgestattet mit **zwei leistungsstarken LEDs**, die zum Boden gerichtet sind, bietet die Lampe einen klaren, weißen Lichtstrahl ohne zu blenden. Die große Taste ist leicht zugänglich, auch für Personen mit eingeschränkter Geschicklichkeit. Dank der einfachen Handhabung eignet sie sich ideal für Senioren oder Personen mit eingeschränkter Mobilität, insbesondere bei Schlaflosigkeit oder nächtlichen Wegen.

### ☐ Anwendungshinweise:

- Clipsen Sie die **Silverlux-Lampe** am Gehstock oder Rollator in der Nähe des Griffs fest
- Drücken Sie die Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten
- Achten Sie darauf, die LEDs nach unten zu richten, um Blendung zu vermeiden

### Ein einfaches, diskretes und nützliches Accessoire für den Alltag

Die **Silverlux-Lampe** ist ein zuverlässiger Begleiter für mehr Autonomie und Sicherheit. **Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

