



SLIDO BADEWANNEN-TRANSFERSITZ MIT SCHIEBEFUNKTION

UGS: 10131
279.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Gewicht: 6,5 kg
- Material: Aluminiumrahmen, Sitz, Rückenlehne und Seifenschale aus Kunststoff
- Banklänge: 106 cm
- Bankhöhe: 79,5 cm bis 89,5 cm
- Banktiefe: 46,5 cm
- Sitzhöhe: 46 bis 56 cm
- Sitzbreite: 50 cm
- Sitztiefe: 39,5 cm
- Max. Benutzergewicht: 130 kg
- Farbe: Weiss

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Transfersitz](#)

SLIDO BADEWANNEN-TRANSFERSITZ MIT SCHIEBEFUNKTION – SICHERHEIT, KOMFORT UND SELBSTSTÄNDIGKEIT

Der **Slido Badewannen-Transfersitz mit Schiebefunktion** erleichtert das sichere Ein- und Aussteigen in die Badewanne. Entwickelt für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Rekonvaleszenz, bietet er stabilen Halt und bewahrt gleichzeitig die Selbstständigkeit der Nutzerin bzw. des Nutzers.

Dank seiner Aluminiumkonstruktion ist der Sitz zugleich **robust und leicht**. Er wird sicher auf der Badewanne positioniert und **ist höhenverstellbar**, um sich an verschiedene Modelle anzupassen. So kann die Nutzerin bzw. der Nutzer den Transfer im Sitzen durchführen – ohne unnötige Anstrengung.

Der **Slido** ist mit einem **Haltegriff und einer abnehmbaren Seifenschale** ausgestattet, beide beidseitig montierbar. Sie können je nach Bedarf links oder rechts angebracht werden. **Ausserdem** sorgt die komfortable Sitzfläche für gute Stabilität während der gesamten Körperpflege.

□ Vorteile des Slido Badewannensitzes mit Schiebefunktion:

- Leichte Aluminiumkonstruktion, stabil und korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar je nach Badewanne
- Haltegriff und abnehmbare Seifenschale, beidseitig montierbar

- Stabile Sitzfläche für einen sicheren Transfer
- Verbessert Selbstständigkeit und Komfort bei der Körperpflege

Ein sicherer und müheloser Transfer

Der **Slido Badewannen-Transfersitz mit Schiebefunktion** ist eine praktische, zuverlässige und komfortable Lösung für die Hygiene. Er unterstützt die Selbstständigkeit und gewährleistet gleichzeitig optimale Sicherheit bei der Nutzung der Badewanne.

Bestellen Sie Ihren Slido Transfersitz – schnelle Lieferung in der Schweiz!