



## STRUMPFANZIEHER

**UGS:** 40029

**15.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Länge: 23 cm
- Gewicht: 0,08 kg

**Categories:** [4. Hilfe/Komfort](#), [Strumpf- oder Sockenanzieher](#)

Das Anziehen von Socken wird mit diesem Strumpfanzieher aus flexiblem Kunststoff erleichtert. Die Schlitz im Kunststoffkern ermöglichen es ihm, sich um die Ferse zu biegen. Innen mit Nylon gefüttert, um die Reibung zu reduzieren, aussen mit Frottee gefüttert, um die Socke zu halten. Ausgestattet mit 2 Kordeln mit Schlaufen, die das Anziehen von Socken mit einer Hand ermöglichen.