



## TOILETTE NOLLSTUHL CASCATA

**UGS:** 10069

**245.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe: 48 cm
- Gesamtbreite: 57,5 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Farbe: Anthrazit
- Gewicht: 14 kg
- Max. Benutzergewicht: 130 kg
- 2 gebremste Räder ø 12,5 cm

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC,](#)  
[Toilettenrollstuhl](#)

## TOILETTE NOLLSTUHL CASCATA – MOBILITÄT, KOMFORT UND EINFACHER TRANSPORT

Der **Toilettenrollstuhl Cascata** bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Mobilität und Praktikabilität. Er passt sich perfekt den Bedürfnissen von Nutzern zu Hause oder in Einrichtungen an. Seine **gepolsterte Toilettensitzfläche aus Schaumstoff** und seine **gepolsterten Armlehnen** sorgen für exzellenten Komfort.

Sie können den Eimer je nach Sitzposition von vorne oder hinten entnehmen. Der **Stahlrahmen mit anthrazitfarbener Epoxidbeschichtung** bietet eine sehr gute Stabilität. Dank der abnehmbaren Rückenlehne können Sie den Stuhl einfach und werkzeuglos transportieren oder verstauen.

Seine **vier 125-mm-Räder** mit weicher Bereifung erleichtern die Manövrierfähigkeit. Zwei Räder verfügen über ein Bremssystem für zusätzliche Sicherheit. So bleibt der Stuhl während des Transfers stabil und Sie gewinnen an Bedienkomfort.

### □ Die Stärken des Cascata Stuhls:

- Gepolsterte Sitzfläche mit ergonomischen Armlehnen
- Eimerentnahme von vorne oder hinten
- Stahlrahmen aus anthrazitfarbenem Epoxid, werkzeuglos demontierbar
- 125-mm-Räder mit Bremsen für Wendigkeit und Stabilität
- Praktisches, robustes und pflegeleichtes Design

## Mobilität und Komfort im Alltag

Der **Toilettenrollstuhl Cascata** erfüllt die Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Autonomieverlust. Er erleichtert die Pflege und bietet gleichzeitig maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit. Praktisch und zuverlässig fügt er sich leicht in Ihre Umgebung ein.

**Bestellen Sie Ihren Toilettenrollstuhl Cascata – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

